

10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）

产品名称	10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）公司介绍 企业介绍--我公司制造的科研设备广泛应用于科研院校、卫生、军事、生物制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所、畜牧兽医站等行业，用于冷藏保存药品、试剂、生物制品等。以德敬人以诚立人，福意联超低温冷冻设备有限公司坚持技术创新，追求高品质理念，为打造成为科研冷链设备的供应商而不懈努力！

10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）

主要用于药品或者在2-8 \20 \25（低温-20）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。欢迎您前来咨询

10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）临床用途：有可能。当在试验过程中收集到试验用的新信息，而且这些信息有可能影响受试者是否继续参加试验的意愿时，应新知情同意书和患者须知。请切记，在开始使用新版本之前，必须获得伦理委员会的书面批准并在试验文档中备案。当新的内容是有关新发现的不良反应时会引起两个问题：是已入组的受试者可能会重新考虑是否继续参加试验。这时，伦理委员会应当根据新资料的性质，决定是否立即让受试者回访或等待下一次就诊时再向受试者告知新信息。为此，受试者应在入组前即被告知如果试验中出现新发现需要他重新考虑继续参加试验的可能性，这样可减少这种问题出现时的麻烦。第二是在旧的版本已过时不能用于入组受试者，而新的版本又未获得伦理委员会批准时。患者的入组会有暂时的停顿。此时，应督促伦理委员会尽快审阅批准新版内容。

10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）参数型号

10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）特点介绍 1.人性化设计:操作简单,使用方便.

2.控温范围:2-48 /0-100 可调控. 3.双层透明保温玻璃门、箱内照明系统使箱体内部一目了然.

4.精度电脑温度控制系统:箱体内部2个温度传感器,能够保持箱体内部温度 ± 1 稳定.

5.智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性.

6.大屏幕液晶显示,可自由调节温度设定值,温度控制精度1 .

7.门框双锁控制,自动报警功能,物品存放安全. 10-30 恒温箱200L-300L（干式风循环设计）功能：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用**不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用**钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

企业介绍--北京福意电器有限公司公司本着以德敬人 以诚立人的企业介绍理念，把握质量、价格、交期三大定律，为客户提供完整的一条龙服务，诚信，质量为本，是本公司的经营理念，热忱欢迎广大客户前来洽谈业务，公司一定以品质，服务，实惠的价格，为广大客户提供满意的服务和**的产品，让我们携手并肩，共创新天地。