

MYLAB-4S 润滑油运动粘度快速检测分析仪

产品名称	MYLAB-4S 润滑油运动粘度快速检测分析仪
公司名称	北京领宇天际科技有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市顺义区物流园八街9号院1号楼216室
联系电话	15718881645

产品详情

润滑油运动粘度快速检测分析仪

快速测定润滑油运动粘度的变化，具有全自动检测粘度、全自动清洗粘度管路功能。广泛应用于设备预防性维护领域，对液压油、变压器油（绝缘油）、汽轮机油（透平油）、齿轮油、发动机油等油液进行运动粘度变化检测，并配备MYLAB 2.0智能油液检测分析软件平台，实现对设备健康状态的诊断，并出具智能检测报告。

依据标准：NB/SH/T0956-2017、T/CEC127-2016

测试范围：0.3 ~ 6000mm²/s

样品用量：0.3 ~ 1.0 毫升

浴槽容积：3.5升

温控范围：20 ~ 100

控温精度：0.01

计时精度：0.01秒

重复性： 0.5%

分析软件：测试数据可导入到MYLAB 2.0智能油液分析诊断软件

主机尺寸：420 × 300 × 500（毫米）

工作电源：AC220V ± 10% 50Hz，400 瓦

相对湿度：< 80%RH

环境温度：10 ~ 28