

# Olympus 奥林巴斯CF-H260AL肠镜CCD进水 橡皮漏水维修技术交流与合作

产品名称	Olympus 奥林巴斯CF-H260AL肠镜CCD进水 橡皮漏水维修技术交流与合作
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Olympus奥林巴斯 型号:CF-H260AL 类别:肠镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

Olympus CF-H260AL奥林巴斯CCD进水 橡皮漏水肠镜维修技术交流与合作

品牌与产地：奥林巴斯Olympus

型号与REF：CF-H260AL

送修单位：内丘市某医院

广州云启医疗设备有限公司拥有专用的进口维修设备和维修工具，能够维修各种品牌和各种型号的进口内窥镜；以及进口内窥镜主机、器械等。维修的内窥镜可达到进口的技术标准；经我司维修的镜子视野宽阔，图像清晰，无鱼眼现象，已获得众多医院及用户的好评。我们秉承“专业、诚心、诚信”的宗旨全心全意为客户提供服务

维修案例一：

Olympus 奥林巴斯CF-H260AL肠镜 CCD进水 橡皮漏水

检测结果

- 1.有图像，但CCD进水有隐患；
- 2.光束进水老化；

- 3.插入管尚可；
- 4.钳子管磨损；
- 5.水气不畅；
- 6.蛇骨轻微变形；
- 7.钢丝、螺旋管磨损；
- 8.吸引座磨损；
- 9.橡皮严重漏水。

#### 维修方案

更换光束、钳子管、水气管、蛇骨、钢丝、螺旋管、吸引座、橡皮。"

维修周期：20个工作日

保修周期：非人为保修6个月"

#### 维修案例二：

OLYMPUS CF-240AI肠镜 图像时有时无，打角度时图像花屏闪烁

设备名称：OLYMPUS CF-240AI肠镜

检测故障：图像时有时无，打角度时图像花屏闪烁。光束断丝50%插入管轻微老化；钳子管水汽管老化磨损。钢丝磨损，蛇骨磨损。导光管轻微老化，先端光束盖玻璃碎，CCD物镜玻璃边缘磨损。

维修方案：:更换CCD组件，先端组件，插入管，导光管，光束，钳子管，钢丝钢网，螺旋管，橡皮。

维修周期：10个工作日

保修周期：非人为保六个月

云启医疗专注医疗机构手术室内窥镜与周边设备的维修维保，为微创外科、腔内检查与治疗手术提供设备保障服务。"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声

刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜  
摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、  
分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；