

静脉药物配置中心 甘露醇恒温箱

产品名称	静脉药物配置中心 甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88000.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

产品详情

广泛应用于临床，其在低温环境下容易结晶，如不完全溶解使用会对患者的身体特别是肾功能造成伤害，即使完全溶解后因保存不当也易再次结晶，乃引起医患纠纷，同时给临床护理工作带来不便。福意联甘露醇注射液恒温保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生

+++++

+++++

甘露醇恒温保存箱相关:甘露醇使用注意事项(1)除作肠道准备用，均应静脉内给药(2)甘露醇遇冷易结晶

，故应用前应仔细检查，如有结晶，可置热水中或用力振荡待结晶完全溶解后再使用。当甘露醇浓度高于15%时，应使用有过滤器的输液器。(3)根据病情选择合适的浓度，避免不必要地使用高浓度和大剂量(4)使用低浓度和含化钠溶液的甘露醇能降低过度脱水和电解质紊乱的发生机会。(5)用于治疗水杨酸盐或巴比妥类药物中时，应合用碳酸氢钠以碱化尿液。(6)下列情况慎用：明显心肺功能损害者，因本药所致的突然血容量增多可引起充血性心力衰竭；高钾血症或低钠血症，低血容量，应用后可因利尿而加重病情，或使原来低血容量情况被暂时性扩容所掩盖，①严重肾功能衰竭而排泄减少使本药在体内积聚，引起血容量明显增加，加重负荷、诱发或加重衰竭；对甘露醇不能耐受者(7)给大剂量甘露醇不出现利尿反应，可使渗透压显著升高，故应警惕高渗发生。B)随检查，血压，功能，电解质浓度，尤其是Na⁺和K⁺ 尿量