

加压冷热敷治疗仪-缓解肌肉痉挛,促进消肿

产品名称	加压冷热敷治疗仪-缓解肌肉痉挛,促进消肿
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

踝关节在出现运动损伤时，首先需要限制踝关节活动，需要对踝关节进行冷敷。冷敷的目的是使扩张的血管进行收缩，减少血液流通，这样可以减轻肿胀。如果踝关节肿胀已经较重时，可以适当的口服迈之灵，还可以对肢体进行抬高，这样有利于踝关节的血液循环，减轻肿胀及减轻胀痛感。

膝关节受外伤以后**及时使用冰敷的方法缓解病情，因为受伤不超过24小时，及时采取冰敷，有止血，消肿，止痛的作用，如果受伤超过24小时，关节还有明显的肿痛症状，需要选择热敷，热敷有活血化瘀，消肿止痛的作用，也可以使用跌打损伤的药物，或者外敷活血化瘀，消肿止痛的中药治疗效果比较好。

LF-660型全自动加压冷热敷治疗系统采用航天级半导体温控技术，结合全自动加压循环冷热敷治疗原理，可满足临床病患围手术期的镇痛、消肿、消炎、减渗等整体治疗方案需求。

清领医疗公司推出的全新一代全自动加压冷热敷治疗系统，以其多功能多样化治疗方案、先进半导体制冷精准温控技术，知名临床专家指导升级建议和临床经验积累等优势,成为全球同类产品的*新代表和***。

产品功能

全自动加压冷敷功能

符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)

能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，抑制炎症并发等

助力ERAS治疗方案，促进患者快速康复

全自动加压热敷功能

促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合

缓解肌肉痉挛,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷,促进患者快速康复

适应范围

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

各类急性软组织疼痛的康复治疗

人工膝关节、髋关节等假体置换术后治疗。

急性软组织挫伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。

各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗。

产品特点

技术：航天级半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

精准：精准温控技术,温度误差 $\pm 0.5C$

高效：液体可循环,冷热量交换效率高

体验：人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用医用高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可透视X光线,材质柔软,舒适度更好

支持：多治疗方案可选,根据病患制定针对性治疗措施

可选中中药包配合治疗,促进患者快速康复