

汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位

产品名称	汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位
公司名称	河南牛奔科教模型有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:牛奔工厂 型号:1:1高铁模拟舱 产地:全国学校供应
公司地址	河南平顶山郟县李口贾先生模型工厂
联系电话	15738822890 15738822890

产品详情

汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位 1、驾驶室的制作，驾驶室是根据复兴号动车组外形仿真设计，包括驾驶台、无功能的三维仿真指示按钮、操作杆、话务机、驾驶员座椅等。驾驶室整体采用铁艺做框架外部为木板和塑料做装饰，操作台上方配置了三个无显示功能的显示器。2、商务舱的布置，商务舱段是真实动车组里作为特殊旅客使用的区域，体现在安静舒适、豪华等优点，那么高铁模拟舱也是仿照了动车组商务舱的布局，采用1+2或者是前排1+1，第二排2+2的模式，意在达到一个真实模拟的场景。

汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位 3、教官广播室的配置简述，高铁模拟舱的广播系统与内话系统用于驾驶员和广播员或乘客之间的语音通信。在驾驶舱和多功能教官室各有一部内部通信模块，用于车内广播和通话。广播具有的优先级语录到站语音播报系统，可自动播放和人工播报配备广播系统1套，车头车尾各安装1个吸顶音响，通过控制室的麦克风及控制设备运行。

汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位 4、茶水炉的配置，高铁模拟舱内部配备了模拟动车组茶水炉设计，仿真制作无可接水功能，在乘务教学训练中还原旅客接水的一个模拟情景。在对车间消毒时，人还可以同时在车间内工作，对没有任何危害，主要用于在有人工作的情况下同步动态杀菌消毒。需要注意的是，动态杀菌技术仅用于在有人情况下灭杀空气环境中的细菌，防止含菌空气二次污染食品；不能够替代防腐剂、原对工、对、对地面等采取的任何杀菌措施不能省掉，需要继续保持。如果同时再搭配上上海康久消毒技术研发的AORODO双核臭氧水冲洗羊圈，不但可以杀灭羊身上的细菌，还可以灭杀羊圈里里外外的细菌，对粪便中的大肠杆菌有。

5、大件行李架的制作配置是仿真模拟了动车组的旅客用于放置大件行李的功能。6、卫生间的配置简述，高铁模拟舱内部配备了三维仿真的卫生间，设置有蹲便器和洗手台以及厕所内标识，依旧还原真实动车组旅客使用情景。汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位 7、二等舱区域为2+2或者2+3布局，采用的座椅为动车组仿真制作，座椅背后带有可以使用的小桌子以及仰卧功能，有些高要求的学校会配备可以模拟动车组真实座椅可带有旋转功能。但一般不推荐客户使用手动再生功能。备注：设备出厂已设置再生周期为18天，再生时间为18小时。强制再生后的24小时内，禁止启动另一系统再生。电源必须为左零线（L）右火线（N），否则可能会烧坏设备，甚至造成人员触电；本设备只可净化，禁止通入其他气体，否则可能造成催化剂中毒，甚至烧毁设备。售后服务承诺书为了不断提高我公司的服务质量，树立良好的市场形象，高质量地为用户服务，我公司向全体客户郑重承诺：1.我公司出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修；在保修期内如果产品存在任何质量问题，我公司负责包修、包换、包退；（但通入与净化装置本身不相符的气体损坏除外）在接到报修通知后，省内一个工作日、省外二到三个工

作日内赶到现场并解决问题。8、餐吧的配置介绍，综合服务吧台是高铁动车内部重要的一个功能，集餐饮和乘务员服务接待等为一体的设施，配备了话务机方便乘务员与前台或司机长保持沟通，制作了柜体放置乘务员所需要的使用设备以及餐具等，是很重要的组成部分。

9、其他的相关配置设施如二等舱上方小件行李架的配备，座位席次标高铁模拟舱的主要使用功能：汉中教学高铁飞机模型厂家,15米价位根据位置调整好输出输入管方向或位置，确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。将室内机输出输入管的保温套管撕开1-15cm，方便与连接管连接，连管时先连接低压管，后接高压管，将锥面垂直顶至喇叭口，用手将连接螺母拧到螺栓底部，再用两个扳手固定拧紧。包扎连接管、线：按电源线、信号线在上侧，连接管在中间，水管在下侧的顺序进行包扎。包扎时不要用力拉动蛇形管。确定好出水位置连接排水管，当排水管不够长，需加长排水管时，应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分；排水管接口要用胶密封，水管在任何位置不得有盘曲；伸展管道时，可用胶带固定5 - 6个部位横向抽出管道的情况下，应如下图所示覆盖绝热材料。