

# 保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L

产品名称	保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70329.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L公司说明：

福意联利用科技创新，精益求精，满足，不断创造出更加符合客户需要的制冷产品，为保障人们的食品卫生和提升人们的生活而不懈努力！产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、、生物制药、药房、制药厂、血站、站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L说明：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品售后。

保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37），或高温加温（加温生理盐水60-80），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----

-----保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L参数：

手术室净化工程每一环节都重要。手术室净化过程中每一个环节都是很重要的，下面我们就针对手术室净化中手的净化说明：对于病人做手术，毫疑问需要清洁卫生，防止做手术时进行传染，对于主治大夫需多次清理，这是大家知道的，实际上都有严格的管理制度。1. 术前根据手术通知单了解手术方案，熟悉手术步骤；了解医生对手术及手术器械的特殊要求，做到心中有数，以便主动配合手术。2. 洗手护士应至少提前15mins到岗，根据手术需要备好器械。敷料及其他特殊用物。3. 交班完毕协助巡回老师核对病人，将病人推至手术间。4. 再次检查手术用品是否齐全，误，3M指示胶带、灭菌日期、有效期。根据医生习惯及手术需要准备大碗，严格菌操作医学|教育网搜集整理。5. 提前15 mins（全麻病人一般医生开始推药时；硬膜外病人一般侧身置管消毒时）前打开优良层包布，认真严格进行手臂刷9洗消毒，打开第二层包布，穿菌，触带手套，巡回老师协助转菌带子。

保冷柜2-8 88LFYL-YS-88L