

## 嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm

产品名称	嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74726.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm公司说明：

福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就品牌”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户售后。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、疫苗运输保温箱等。各界人士来人咨询来函垂询光顾，洽谈。

嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm说明：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品售后。

嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----  
-----嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm参数：

当前，洁净手术室已经成为众多医院必备的医疗设施之一。手术室净化效果的好坏关系到手术操作成败和医疗工作质量，而合理的布是保证净化效果的关键。一般来说，手术室净化的布方式主要有以下几种。

1、岛型 通常，医学界认为，手术感染主要以“接触感染”为主，因此杜绝手术室设备、人员与污染源的接触，便成为这类手术室布的主要目的。在手术室净化岛型布中，由电梯运来的菌材料，通过洁净厅送入各个手术室。使用后物品，由外廊运出，而且医生、护士使用的洗手池，也要设置在外廊。

2、单流向型 通常来说，手术室净化需要严格遵守洁、污分流的原则，不管是患者、医护人员还是菌物品都要保证单向流，确保洁、污两者之间彻底不交叉是避免手术感染的布方案。然而随着手术室数量的增多，这类布的平面流向和设计变得越来越复杂。

3、单走廊型 单走廊型手术室净化布秉承的是“污物不扩散”的观点。在这种布中，手术后的器材、废弃物、污染物必须经过打包后再运出。在这类布中必须要带前室，用来在术前、术后对手术物品进行彻底的消毒。

4、双走廊型 双走廊型手术室净化布是优良常见的布形式，其原则也是防止交叉感染。双走廊型又分为污物型和清洁型。污物型双走廊布中，手术后的器材、废弃物需要由外走道送出，医务人员、病患需要由内走道出入。清洁型双走廊布中，其平面布置与污物型相似，不同之处在于手术前医生、器械经过清洁后由洁净走廊进入室内术后由洁净走廊退出。

手术室净化 手术室净化的五种布各有所长，因此企业在建设洁净手术室时需要根据建筑布、实际需要，采用合理的布，即保证净化效果，又能节省工程造价，起到双赢效果。

嵌入式保冷柜62L温度2-8 箱体尺寸430 × 480 × 645mm