

# 医用液体加热器手术室冲洗液恒温箱

产品名称	医用液体加热器手术室冲洗液恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL 公司:福意电器
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 医用液体加热器手术室冲洗液恒温箱

本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、药品、造影剂、透析液、B超液等

医用液体加热器手术室冲洗液恒温箱 福意电器有限公司是一家集，和销售为一体的化企业，一直致力于移动冷藏和恒温的发展创新，坚持着自己的拓展之路；十多年来始终坚持以质量生存为基础，客户需求为导向，品牌推广为线路，以的团队和超前的技术优势水平，行业的新标准

医用液体加热器手术室冲洗液恒温箱 型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48

外型尺寸:595\*570\*865mm 型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm 型号:FYL-YS-310L

310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm 型号:FYL-YS-430L 430L

温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm 型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48

外型尺寸:1267\*680\*1818mm 型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm 型号:FYL-YS-281L

280L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L

温度:0~100 外型尺寸:595\*675\*1795mm 福意联人经过多年的风雨拼搏，坚持创新的我们，与很多

科研机构建立了长期而密切的合作关系。公司也凝聚了一批具有丰富实践经验的人才，储备了雄厚的人才力量。在未来的发展中，我们将致力于客户之需要，继续在恒温冷藏保存设方面，再创特色，不断提升服务质量，用我们的心载起客户，用我们的情牵动客户，用我们的真诚享誉客户！福意电器有限公司要从事疗、实验室和设备的及销售，，致力于为疗单位、广大校、科研院所和企事业单位提供的设备和完善的技术服务，满足、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。福意电器有限公司组建了一支强大的技术服务队伍为客户提供售前咨询，售中指导和售后维护的一站式跟踪服务，以更，更快捷的方式为客户创造价值 将食物切成适合榨汁机入口大小的块。插上电源，并保证接实。启动机器，确认电机运转正常。将食物推进杯体内，保持匀速推进、避免过快过猛的动作，以免发生危险。食物处理完毕后先拔下电源，再将处理好的食物倒出。认真清洁榨汁机内外各个组件，但要避免水流进入电机。将榨汁机放在阳光直射不到的通风处完全阴干。榨汁机的保养窍门使用前，先把切削刀和离心过滤器旋紧，再把安放切削刀和离心过滤器的上箱固定在底座上再接通电源。等待电动机运转正常后再投放水果等食物。

[手术室加温箱盐水冲洗液](#)