

陕西抗生素效价抑菌圈 北京先驱威锋 抗生素效价抑菌圈

产品名称	陕西抗生素效价抑菌圈 北京先驱威锋 抗生素效价抑菌圈
公司名称	北京先驱威锋技术开发公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区学院路40号
联系电话	13909881359 13909881359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京先驱威锋技术开发公司

抑菌圈测定仪方法

管碟法：在含菌培养基平面上放置一定大小的不锈钢圈，抗生素效价抑菌圈哪家好，在其中滴加药液，通过药剂水平扩散形成大小不同的抑菌圈来比较药剂毒力。目前上将此法定为的标准方法。此外还用于素类药剂的筛选、定性定量分析和在动植物体内残留量的测定方面。

滴下法：利用、毛细管等器具，将药液直接滴加在含菌培养基平面上，培养一定时间后，陕西抗生素效价抑菌圈，根据抑菌圈大小不同来比较药剂毒力的方法

抑菌圈测定仪标准配置

- 1.测量主机：高分辨率扫描仪
- 2.测量软件包：

- (1) 可用于一剂量，抗生素效价抑菌圈多少钱，二剂量，三剂量及药敏测试；
- (2) 积分球漫反射光路结构，可降低对平皿的光洁度要求；
- (3) 数字式阈值自动调节，可免除人工调节亮度与对比度
- (4) Windows2000以上操作平台，操作简便，明了易学；
- (5) 自行设计的数据库，可贮存检索，删改任意个测量记录；
- (6) 创新设计的仪器性能的自检软件，保证了仪器测量数据的可靠；
- (7) 全电子器件，测量一只双碟数据的时间小于1秒；
- (8) 一次测量6个碟子。

抑菌圈自动测定仪

(1) 在扫描制式上，采用了现代高清晰度固体摄像机全电子扫描，与传统的具有机械传动的扫描仪相比，不仅提高了成像的质量也速度，而且保证了其稳定性、可靠性与可维护性；

(2) 在光路结构上，创新设计了以漫反射为主的积分型光路，与传统的透射式光路相比较，不仅降低了对平皿光洁度的要求，延长了其使用寿命，同时，还可提高其检测的灵敏度；

(3) 在对图象的二值化处理上，采用了全自动的阈值自适应技术，与传统的人工干预相比较，排除了人为因素，提高了测量精度；

(4) 在对仪器的自检中，创新设计了使用定标圈进行自动检测的程序系统，抗生素效价抑菌圈报价，用户可定期对仪器进行自检，确保了检测的准确性；

(5) 采用Windows 98/2000/XP/7操作平台，操作简便易学，标准分析操作软件，严格按照国家药典的规定，完成二、三剂量或一剂量。

陕西抗生素效价抑菌圈-北京先驱威锋-抗生素效价抑菌圈多少钱由北京先驱威锋技术开发公司提供。陕西抗生素效价抑菌圈-北京先驱威锋-抗生素效价抑菌圈多少钱是北京先驱威锋技术开发公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁红。