

# 批发供应托玛琳温控磁疗床垫 赭石理疗床垫 赭石床垫

产品名称	批发供应托玛琳温控磁疗床垫 赭石理疗床垫 赭石床垫
公司名称	天津市天地恒康科技有限公司
价格	600.00/件
规格参数	规格:1.5*1.91.8*2 材质:棉 款式:套房
公司地址	天津市河东区九经路与六纬路交口逸庭苑大厦25层
联系电话	022-60985979 13163073638

## 产品详情

规格	1.5*1.9 1.8*2	材质	棉
款式	套房	颜色	棕色
品牌	天津	产地	天津

### 产品功能：

- 1.远红外线的功能：赭石加热至33 以上时就会出现3.6—16微米波长的远红外线，此红外线能够侵入到皮肤的40mm深处，能调理各种疾病引起的病变，帮助排除体内的各种废气物。
- 2.超长波的功能：超长波是波长是在（北）n极和（南）s极1秒钟内以50---60回的超高速度的交换中产生的，这种磁场不仅贯彻于玻璃、胶皮、石头等一节物体中，如果它能够进入人体深层，会帮助促进血液循环，舒展肌肉，对各种疼痛拥有有效的缓解作用。
- 3.阴离子的功能：净化血液循环，把酸性化的变成微碱性同时能够促进新陈代谢起到细胞功能活性化的作用。
- 4.阴离子的辐射作用：扩张人体毛细血管，促进血液循环，提高细胞活性化和新陈代谢，恢复疲劳，稳定自律神经，安定精神。

保健床垫由赭石片及加热温控电路组成。赭石片以赭石粉、电气石粉、玉石粉等混合后，经高温烧制而成，富含多种微量元素，同时具有三者的保健功效。

### 主要适用人群：

- 1.休息不足、经常感觉乏力的人群

现代人因运动不足、饮酒过量、吸烟、工作繁忙、睡眠不足等原因全身疲惫。经常使用锗石床垫，长期接触锗石可有效的提高睡眠质量，缓解疲劳，恢复元气。

## 2.身体虚弱、经络不通的人群

锗石床垫所释放的远红外线能促进血液循环、增强细胞活力。利用负离子电位疗法寻回昔日健康，能预防各种成人病，疏通经络，缓解神经痛。

脸部和皮肤上出现皱纹及瑕疵的主要原因之一是人体不能及时排出积聚在体内的有毒物质。锗石床垫所发出的远红外线能够排除毒素，扩张毛孔通过汗液将毒素排出体外，达到排毒养颜的目的。

## 4.即将面对大考的人群

通过扩张毛细血管，促进血液循环，改善新陈代谢，增加头脑供血量，缓解疲劳，改善记忆力，提高睡眠质量，为即将到来的重要人生转折点做好充分准备。

## 5.年老体虚的人群

锗石床垫发出的微波可增加细胞能力量，增强机体免疫力，强身健体，对各种老年病有显著的缓解作用。

### 使用方法：

将床垫平铺于床上，电控制开关置于床头方向，四角用线带固定在床上，以免在使用中发生皱褶和位移。盖上被子使其热量不易散失。为了获得更好的保健效果，使用床垫时，请将锗石层尽量靠近身体，身体床垫之间不宜放置过多过厚铺盖层。一般在睡前30分钟通电，通电时将开关置于较高温度，达到合适温度时再调到合适温度位，既保温又省电。

不用时务请拔下插头，以确保安全。

### 注意事项：

以下各条是为了延长产品使用寿命和确保用户安全，请严格遵守：

- 1、无人照管时不准使用，室内无人严禁通电。
- 2、不能用力蹬或搓揉，连续通电不得超过12小时。
- 3、电源指示灯亮只是表明该垫已接通电源处于工作状态。若灯不亮垫子仍发热或灯亮垫子不发热，都应送维修部维修，以免酿成事故。
- 4、严禁折叠使用，不能起皱或打折使用。
- 5、不能把高温发热物件放在加热面上使用。
- 6、不要让利器损伤毯体，不要敲击毯体和控制开关，不要用销钉或其它金属物紧固电热器。
- 7、当垫子潮湿时，不能接通电源。
- 8、禁止幼儿、不能自理或对热不敏感的人单独使用。

9、决不能把该产品接到直流电源上。

10、移动垫子不可拖拉电源软线，不能把电源软线做为固定拉带使用。

11、使用前及使用中应经常检查垫子有无磨损及损坏现象，如发现应停止使用。

12、不要让狗、猫及其他宠物靠近垫子，它们可能损害该产品、减弱保健功能。

## 锗石的功能

锗石含有大量的有机锗及名贵玉石粉、珍珠粉、麦砷石、中药材料、镁、铁、钙、碳、钾、钠、叶绿素等45重人体有意的矿物质。经1350摄氏度高温下结晶而成。结晶石通过碳纤维加热后，激活各种等离子，使其释放出大量的负离子，进而达到人体全方位渗透，具有显著的中药磁疗效果

## 产品功能：

1.远红外线的功能：锗石加热至33℃以上时就会出现3.6—16微米波长的远红外线，此红外线能够侵入到皮肤的40mm深处，能调理各种疾病引起的病变，帮助排除体内的各种废气物。

2.超长波的功能：超长波是波长是在（北）n极和（南）s极1秒钟内以50---60回的超高速度的交换中产生的，这种磁场不仅贯彻于玻璃、胶皮、石头等一节物体中，如果它能够进入人体深层，会帮助促进血液循环，舒展肌肉，对各种疼痛拥有有效的缓解作用。

3.阴离子的功能：净化血液循环，把酸性化的变成微碱性同时能够促进新陈代谢起到细胞功能活性化的作用。

4.阴离子的辐射作用：扩张人体毛细血管，促进血液循环，提高细胞活性化和新陈代谢，恢复疲劳，稳定自律神经，安定精神。

保健床垫由锗石片及加热温控电路组成。锗石片以锗石粉、电气石粉、玉石粉等混合后，经高温烧制而成，富含多种微量元素，同时具有三者的保健功效。

## 主要适用人群：

1.休息不足、经常感觉乏力的人群

现代人因运动不足、饮酒过量、吸烟、工作繁忙、睡眠不足等原因全身疲惫。经常使用锗石床垫，长期接触锗石可有效的提高睡眠质量，缓解疲劳，恢复元气。

2.身体虚弱、经络不通的人群

锗石床垫所释放的远红外线能促进血液循环、增强细胞活力。利用负离子电位疗法寻回昔日健康，能预防各种成人病，疏通经络，缓解神经痛。3.体内毒素堆积，皮肤出现问题的人群

脸部和皮肤上出现皱纹及瑕疵的主要原因之一是人体不能及时排出积聚在体内的有毒物质。锗石床垫所发出的远红外线能够排除毒素，扩张毛孔通过汗液将毒素排出体外，达到排毒养颜的目的。

4.即将面对大考的人群

通过扩张毛细血管，促进血液循环，改善新陈代谢，增加头脑供血量，缓解疲劳，改善记忆力，提高睡

眠质量，为即将到来的重要人生转折点做好充分准备。

## 5.年老体虚的人群

锗石床垫发出的微波可增加细胞能力量，增强机体免疫力，强身健体，对各种老年病有显著的缓解作用。

### 使用方法：

将床垫平铺于床上，电控制开关置于床头方向，四角用线带固定在床上，以免在使用中发生皱褶和位移。盖上被子使其热量不易散失。为了获得更好的保健效果，使用床垫时，请将锗石层尽量靠近身体，身体床垫之间不宜放置过多过厚铺盖层。一般在睡前30分钟通电，通电时将开关置于较高温度，达到合适温度时再调到合适温度位，既保温又省电。

不用时务请拔下插头，以确保安全。

### 注意事项：

以下各条是为了延长产品使用寿命和确保用户安全，请严格遵守：

- 1、无人照管时不准使用，室内无人严禁通电。
- 2、不能用力蹬或搓揉，连续通电不得超过12小时。
- 3、电源指示灯亮只是表明该垫已接通电源处于工作状态。若灯不亮垫子仍发热或灯亮垫子不发热，都应送维修部维修，以免酿成事故。
- 4、严禁折叠使用，不能起皱或打折使用。
- 5、不能把高温发热物件放在加热面上使用。
- 6、不要让利器损伤毯体，不要敲击毯体和控制开关，不要用销钉或其它金属物紧固电热器。
- 7、当垫子潮湿时，不能接通电源。
- 8、禁止幼儿、不能自理或对热不敏感的人单独使用。
- 9、决不能把该产品接到直流电源上。
- 10、移动垫子不可拖拉电源软线，不能把电源软线做为固定拉带使用。
- 11、使用前及使用中应经常检查垫子有无磨损及损坏现象，如发现应停止使用。
- 12、不要让狗、猫及其他宠物靠近垫子，它们可能损害该产品、减弱保健功能。

### 锗石的功能

锗石含有大量的有机锗及名贵玉石粉、珍珠粉、麦砷石、中药材料、镁、铁、钙、碳、钾、钠、叶绿素等45重人体有意的矿物质。经1350摄氏度高温下结晶而成。结晶石通过碳纤维加热后，激活各种等离子，使其释放出大量的负离子，进而达到人体全方位渗透，具有显著的中药磁疗效果

