

固体萃取通用耗材 江门固体萃取 联方广东代理

产品名称	固体萃取通用耗材 江门固体萃取 联方广东代理
公司名称	广州联方实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇江南工业二区一横路创富时尚产业园H404-406室
联系电话	15920153934

产品详情

固体萃取-美正检测样本检测项目——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

大肠菌群测试片进入

GB4789.3大肠菌群计数标准征求意见稿已经正式发布，增加了“测试片法”并行准入。

大肠菌群是评价食品卫生质量的重要指标之一，其食品卫生学意义是作为食品被粪便污染的指示菌。

据2020年的数据，我国的产品标准中约有49类（种）食品规定了菌落总数要求，这检测量是非常大的，固体萃取通用耗材，此次新标准的发布真是广大标准使用者的福音。

欢迎来电咨询联方了解更多固体萃取

固体萃取-美正检测样本检测项目——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

在病毒提取过程中，加入过程控制病毒MS2噬菌体，有什么优势呢？

全程监控整个检测过程，检测结果真实可靠；

耐受RNaseA的降解，能长期保持稳定，易于保存；

利用现存的RT-PCR技术可精确定量样品的拷贝数，全面分析检测结果；

和病毒粒子相比，江门固体萃取，噬菌体容易制备，适于运输。

大肠埃希氏菌噬菌体MS2作为过程控制对照写入GB4789.42新标准征求意见稿中。

欢迎来电咨询联方了解更多固体萃取

固体萃取-美正检测样本检测项目——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

裂峰：

如果发现峰出现在中间下降形成M形，那么可能是分析柱入口可能存在一些污染；也可能在色谱柱入口处有筛板被堵塞了或存在了不均匀的空隙；还有可能是样品溶剂与流动相不相容。

如果是入口处有污染，固体萃取消耗品，请反转并冲洗色谱柱，并在需要时更换筛板。还可以用具有相同键合相功能的薄膜颗粒重新填充色谱柱顶部，并继续以反向流动方向使用色谱柱；如果是问题出在样品上，请调整流动相中的样品，因为样品和流动相中的pH值差异会导致分峰。

欢迎来电咨询联方了解更多固体萃取

固体萃取通用耗材-江门固体萃取-联方广东代理(查看)由广东联方生物科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东联方生物科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!