

泰州华宇生产供应普通医用消毒 戊二醛消毒熏蒸箱 戊二醛定时温

产品名称	泰州华宇生产供应普通医用消毒 戊二醛消毒熏蒸箱 戊二醛定时温
公司名称	泰州市华田医教器械设备公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	泰州泰兴市田河镇
联系电话	0523-5676866 13179422868

产品详情

普通消毒箱介绍：根据中华人民共和国卫生部下发第448号文件，实施关于医疗单位如何用甲醛进行消毒的规定。结合医疗单位严格消毒物件的有关规定，技术部针对性的进行技术改进，研制定做出了各种功能的消毒熏箱。医用消毒箱按照使用材质，消毒方法和使用消毒液的不同又有不同称呼，如：有机玻璃消毒箱，戊二醛消毒箱，甲醛消毒箱，戊二醛定时温控消毒箱。普通消毒箱全部采用美国(杜邦公司)、日本(三菱公司)进口材料制造，具有抗冲击力、重量轻、使用方便，消毒效果好等特点，经多家医疗机构使用后认可，现被推广使用。普通消毒箱使用过程：1、首先要做好消毒物品的准备工作，将消毒物品放入熏箱内的抽屉内；同时将准备好的甲醛(每立方米/250ML)放置于最下层抽屉内，关好熏箱密封门。2、在倒入甲醛或水时，切不可泼出罐外，否则严重影响电热器的使用寿命和线短路麻烦。

3、因为加热挥发性很快，要经常看到罐落内消耗情况勤加液体，千万不能使用罐内无液操作！

4、在倒入甲醛或水时，切不可泼出罐外，否则严重影响电热器的使用寿命和线短路麻烦。

普通消毒箱使用说明：(1)首先要做好消毒物品的准备，将各种水流管、T型管、导尿管、各类羊肠线、引流袋、明胶海绵及电刀导线、低压骨砧头、喉腔镜、口镜、气管镜、腹腔镜、宫腔镜、胃肠镜，包括各种手术器械、介入室导管、B超室(探头)、病案室病历单及血压计、听诊器等.....均按各种类型及大小进行整理放入抽屉内。

(2)熏蒸物品在消毒前必须进行分类，锐利的器械用纱布包裹，仪器的关节处要打开。

(3)必须保持物品干燥，避免因潮湿而影响消毒效果。(4)要严格检查消毒熏箱的密封程度，不合格的应及时更换，我公司对出公司后的产品一律实行“三包”，在三年内确因质量问题我公司负责更新和修理。所售产品一律按国家三包法执行，一年内电器配件如有任何质量问题我司将负责免费维修！整机包三年！

普通医用消毒箱/a> 泰州市华宇医疗器械有限公司 手机：13179422868 联系人：陈经理

网址：www.txhuayu.com