

超声清创机-智能高清多功能清创机

产品名称	超声清创机-智能高清多功能清创机
公司名称	重庆腾跃医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	重庆腾跃:具有液体控温功能 MUI-K1/T8:有效超声工作频率40kHz ± 1kHz。 重庆:配备进口脚踏开关
公司地址	重庆市沙坪坝区都市花园中路80号附9号4-1 (注册地址)
联系电话	18339243155

产品详情

适用科室

创伤外科、骨外科、烧伤科、内分泌科、急诊外科、乳腺外科、普外科、肛肠科、手足外科、血管外科、皮肤性病科、康复理疗科、手术室、换药室等

全国甲类医保新农合报销

全国统一收费编码:大清创120500001 中清创120500002 小清创120500003

一、难愈性创面的主要类型

1.动脉缺血性溃疡

在动脉供血障碍的基础上轻微外伤或感染后发生的溃疡(图1.糖尿病足),多见于下肢。造成动脉缺血性溃疡的常见原因有:糖尿病血管病变、血栓闭塞性脉管炎和闭塞性动脉硬化症。

2.压迫性溃疡(图2.褥疮)身体骨隆起部位长期过度受压迫发生的溃疡。常见于:偏瘫、截瘫病人存在运动、感觉麻痹,没有经常翻身。深度昏迷、大面积烧伤、长时间全麻、石膏绷带包扎过紧等情形。慢性消耗、营养不良、负氮平衡等长期卧床不起病人,即使有不舒适亦无力变换体位。

3.放射性溃疡

由于恶性肿瘤切除术后接受放射性治疗所致，常见于头颅、胸骨前、乳腺部位、锁骨上等部位。表现为：溃疡大小不一、深浅不等，溃疡基底凹凸不平，肉芽组织生长不良且污秽，常有纤维素样物覆盖，多伴有细菌感染，边缘不整、呈潜行性，周围有硬似“皮革状”的瘢痕组织，外周皮肤变薄、色素沉着。

4. 静脉淤血性溃疡

在静脉回流障碍的基础上轻微外伤或感染后发生的溃疡，多见于下肢。下肢深静脉栓塞和原发性下肢静脉瓣膜闭锁不全是造成静脉溃疡的常见原因。静脉淤血性溃疡好发于小腿下1/3处，特别是内踝上方。常表现为：色素沉着，皮肤萎缩变薄、变脆，溃疡大小不一、形态不规，溃疡较浅、基底不平，周围皮肤硬化。

5. 感染性溃疡

一般溃疡均有继发性感染，感染性溃疡系指主要因真菌、结核杆菌等特殊感染发生的溃疡，亦包括主要因一般化脓性感染或在其造成的组织缺损和病变基础上发生的溃疡。

6. 恶性溃疡

有癌性溃疡和溃疡癌变两类，前者如鳞状上皮细胞癌和基底细胞癌，后者系指上述的各种溃疡，长期不愈，因炎症持续刺激而继发癌变。

二、难治性创面的常用治疗方法

1. 局部换药，清除坏死组织；

2. 外用药物，包括中成药物、生长因子等；

3. 皮片移植；

4. 皮瓣修复；

5. 肌皮瓣修复；

6. 其他：负压真空吸引、PRP等。

重庆腾跃医疗多功能清创机又称多功能清创仪，由脉动压力清创机和超声波清洗机构成，还可选配清洗液预热、负压吸引等功能。该多功能超声清创机结构合理，操作简单，实用性强，适用于各级医疗机构对人体可直接接触的污染与感染部位的冲洗治疗和负压引流。具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能；大面积冲洗速度快捷、方便，大大缩短清创时间，细微处也会得到有效清除，加快创口愈合；不会发生二次污染，固体杂物和液体污染被同时清除，冲洗后污水易回收，便于集中处理。明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦。