

# 美国顺泰Oscar2 动态血压测量仪SunTech

产品名称	美国顺泰Oscar2 动态血压测量仪SunTech
公司名称	上海赞迈医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区沪南公路7577号胜华大厦508室
联系电话	02158172003 17316533759

## 产品详情

欢迎来到上海赞迈医疗器械有限公司，我公司位于历史文化悠久，近代城市文化底蕴深厚，历史古迹众多，有“东方巴黎”美称的上海市。具体地址新场沪南公路7577号胜华大厦508。

主要经营美国卓尔\*自动体外除颤仪，国产麦邦，飞利浦FRX除颤仪，美国菲康"自动体外除颤器，飞利浦除颤监护仪DFM100，德国里斯特麻醉光纤LED喉镜，检耳检眼镜，台湾恺德呼吸气囊，韩国台式血压计，飞利浦HS1除颤仪，美国燕牌脉搏血氧仪，美国伟伦电子血压，挪度担架套装。

国械注进20192070147

### 顺泰Oscar 250动态血压测量系统

#### 主要技术参数

血压技术 逐步放气示波法

\*临床验证 经临床验证，符合ESH 国际协议、BHS ( A/A ) 和ANSI/AAMI/ISO 81060-2：2013 的规定。

血压范围 收缩压：40-260mmHg

舒张压：25-200mmHg

大值：280mmHg

心率范围 40-200 bpm

\*抗运动干扰技术 内置独特运动容差技术，有效减少无效读数

\*袖带技术 Orbit袖带，舒适佩戴、准确测量

\*自动分析 自动白大衣和隐匿性分析

\*额外关键指标 血变异系数、血压晨峰、动脉硬化指数、平滑指数等

\*中心动脉压（cBP） 内置中心动脉血压检测功能（可选）

\*判断阈值 内置JNC7、AHA、ESH11三大指南阈值

另可自定义阈值

\*儿童模式 内置儿童分析标准

测量模式 清醒、睡眠及特殊时段，可设置

模式微调 患者可根据实际情况微调清醒和睡眠模式起始

测试前预警 清醒模式下测试前蜂鸣预警

事件标记 标记特殊事件或用药时间

测量精度 心率在  $\pm 2\%$  或  $\pm 3$  bpm 范围内是准确的，以较大者为准。

符合或超出无创准确度的ANSI/AAMI/ISO

81060-2：2013 标准： $\pm 5$ mmHg平均误差和8mmHg 标准偏差。

检测周期 24 个独立编制程序时间周期（时间间隔选项：无，5 分钟，10 分钟，15 分钟，20 分钟，30 分钟，45分钟，60 分钟，90 分钟和120 分钟）

操作条件  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ )~ $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ )20-95%（相对湿度），无冷凝

校准 每两年一次（非必要）

安全系统 高充气压力限值为300mmHg；断电自动脱开安全阀；长测量时间限值为少于140 秒

\*\*\*\* AAMI / ANSI ES60601-1：2005/(R) 2012 和A1：2012，C1：2009/(R) 2012 及A2：2010/(R) 2012

（合并文本）

EN 60601-1：2006/AC：2010

ANSI/AAMI/ISO 81060-2：2013

IEC 80601-2-30：2013

IEC 60601-1 第3版 (基本安全)

EN 15223-1 : 2012

EN ISO 10993-1 : 2009 /AC : 2010

EN ISO 10993-5 : 2009

EN ISO 10993-12 : 2012

EN 60601-1-2 : 2007 /AC : 2010

EN 62304 : 2006/AC : 2008

EN 62366 : 2008

AAMI/ANSI/ISO 15223-1 : 2012

IEC 60601-1-6:2010 +A1:2013

IEC 60601-1-8 : 2007 + A1 : 2012

IEC 60601-1-11 : 2010

主机重量 275克 (含电池)

电源 2节AA电池

主机尺寸 120 x 70 x 35cm

配套软件 AccuWin Pro 4

USB 2.0接口 (可选蓝牙TM4.0机型)