

加压冷热敷机-中医康复中的应用

产品名称	加压冷热敷机-中医康复中的应用
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

随着现代医疗技术的不断更新，越来越多的中医康复设备被引入到临床实践中。其中，加压冷热敷机作为一种新式的康复设备，在中医康复中被广泛应用。加压冷热敷机的使用过程非常简单，只需要将敷贴贴在身体不适部位，即可起到舒缓疼痛、促进血液循环等作用。其具有操作简单、效果显著等特点，深受患者和医务人员的喜爱。近年来，加压冷热敷机的应用范围也不断扩大，已经成为中医康复领域中不可缺少的设备之一。

产品功能

全自动加压冷敷功能

符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)

能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，抑制炎症并发等

助力ERAS治疗方案，促进患者快速康复

全自动加压热敷功能

促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合

缓解肌肉,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷,促进患者快速康复

多模式水压加压功能

采用间断、多模式脉动水压加压改善微循环,加速组织液回流

加速消肿,促进患者快速康复

预防静脉血栓(VET)的形成

音乐疗法功能

利于人体分泌活性物质,调节神经传导,提高大脑皮层兴奋性

加速消肿,促进患者快速康复

预防静脉血栓(VTE)的形成

体温(选配)、水压监测功能

实时检测体温、水温、脉动水压、水位,

提高治疗精准性

多重保护,提高治疗安全性

适应范围

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病,骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

各类急性软组织疼痛的康复治疗

人工膝关节、髋关节等假体置换术后治疗。

急性软组织挫伤,急性滑膜炎,各类运动型损伤。

各类术后功能训练预防肿痛治疗,康复锻炼治疗。

产品特点

技术:航天级半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

精准:精准温控技术,温度误差 $\pm 0.5C$

高效:液体可循环,冷热量交换效率高

体验:人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用医用高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可透视X光线,材质柔软,舒适度更好

支持:多治疗方案可选,根据病患制定针对性治疗措施

可选中药包配合治疗,促进患者快速康复

安全：缺水、堵塞、水温异常等报警,多重安全防护

简易：触屏设计,界面简单清晰,极易操作

操作：普通人员装机培训即可操作,无需证书

：11项证书

认证：ISO13458、ISO9001