

德国DJM瓷娃娃K3超微活氧仪小气泡同时导入营养精华

产品名称	德国DJM瓷娃娃K3超微活氧仪小气泡同时导入营养精华
公司名称	深圳思肤科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:德国 型号:K3
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104Q8（注册地址）
联系电话	17688440281

产品详情

真空吸力：19世纪中后期，英国工业革命的成功，促进了生产力和科学实验发展，同时也推动了真空技术的发展

精华导入：20世纪广泛运用于美容护理

量子技术：2016年DJM研发并应用医学级量子导入技术

领先全球应用量子导入技术医疗美容

K3超微活氧美容仪应用真空量子医学原理（自动搜索死亡细胞），可在进行深层清洁的同时将有效成份通过高科技真空量子技术处理，使其形成更细小的超微粒子可进入细胞。

一台同时进行量子原液导入和自动搜索肌肤老化细胞，深层清洁毛孔垃圾，清除皮肤老化细胞，打开封闭毛孔，恢复皮肤吸收、呼吸、排泄通道，同时将定制的精华超微粒

子导入细胞，增强皮肤循环代谢能力，恢复皮肤健康度，令皮肤通透，干净，有光泽。

K3医学量子技术

K3超微活氧美容仪应用量子医学理论，将有效成份通过高科技量子技术处理，形成更小的超微粒子，相当于一般肽类分子量的0.1%，可作用于不同肤质。穿透力瞬间渗透至肌肤底层，使能量分层释放，令细胞由内而外的活化与再生，令美肤功效更快、更持久。

K3精华导入

K3超微活氧仪基于负真空和量子导入技术，将高浓度生长因子注入肌肤底层，激活胶原自生，即时为肌肤补充水分和养分，令肌肤散发自然光泽。可选择三种不同配方的营养精华（保湿、美白、洁净）来配合不同类型的皮肤需求，疗程舒适且无副作用。

K3超微活氧美容仪应用负压真空吸力，实现无创无痛即可带走毛孔内污垢、油脂、黑头、粉刺，解决毛孔堵塞、皮下暗粒，有效收细毛孔，达到温和深层清洁皮肤效果，同时增强皮肤吸收精华能力。

K3超微活氧美容仪独有的1080pa吸力探头，相较于同类仪器700~800pa吸力，冲刷皮肤时不会造成皮脂膜损伤，零表皮摩擦，对脆弱肌肤不会造成刺激。

传统同类仪器对敏感皮肤护理束手无策，通常会越护理皮肤越糟，造成反效果。K3搭配消炎产品，可深层洁净敏感肌肤，舒缓炎症降红，同时为敏感皮肤深层补入所需养分，逐步修护敏感肌肤。

K3定制营养精华液

1、水养柔肤液

通过萃取科技，提取出纯化的长角豆籽精华，富含氨基酸、肽和植物多糖，卓效四层递进，实现“外层补水、表层锁水、里层活水、深层蓄水”，赋予肌肤新鲜活力，带来长时间保湿功效。

2、维C精华液

凝练出珍贵的甘光草定和多种植物靓肤因子，从基底修复肌肤，淡褪色斑痕迹与暗沉瑕疵，令肌肤重现澄净透亮，绽放润白臻采。

3、水养亮颜液

富含醇正甘光草定和多种植物靓肤因子，淡化斑点，提高肌肤的光泽度与匀净度。

肌肤更有光泽，肤色更加均匀。

4、靓颜美肤液

补水爆款。萃取水解欧洲李（*Prunus domestica*）、草豆寇籽提取物等。补水，靓颜！

5、水养洁肤液

多种植物提取的舒缓修复因子，不仅能滋润肌肤，还能调节肌肤水油平衡并达到舒缓镇静的功效，舒缓外界环境对肌肤造成的压力，使您疲惫的肌肤焕然一新。

6、消毒（Opti-Cide白色）消毒液（清洁仪器）

助力应用

生活美容应用日常、卸妆清爽洁肤、基础补水、去黑头、紧致毛孔

医疗美容应用深层清洁、敏感肌修护、激光术后修复、舒缓细纹、

激活新生，毛孔缩小，细纹减淡，敏感修复敏感修复