

纳米银胶体溶液检测

产品名称	纳米银胶体溶液检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

纳米银胶体这种新型杀菌剂是由纳米级银粒子组成，它不同于目前所有的抗感染药物，是一种非抗生素类的杀菌剂，具有广谱、无耐药性、不受酸碱值影响等多种性能。

检测项目

外观、pH值、总银含量标称与实测值偏差、总银含量中单质银的比例、纳米银平均粒径、粒度分布、杂质含量（铅（以Pb计）、砷（以As计）、汞（以Hg计）、镉（以Cd计））、按标称浓度稀释至10mg/L，作用30min的抗菌率：对大肠杆菌（Escherichia coli,ATCC25922或AS 1.90）对金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus,ATCC6538或AS 1.89）、急性经口毒性LD50、多次完整皮肤刺激性；

检测标准

GB/T 39630-2020 纳米银胶体溶液GB/T6680 液体化工产品采样通则GB/T13221 纳米粉末粒度分布的测定X射线小角散射法GB/T 15445.1 粒度分析结果的表述 第1部分:图形表征GB/T 30544.4-2019 纳米科技 术语第4部分:纳米结构材料GB/T35828-2018 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T36083-2018 纳米技术 纳米银材料生物学效应相关的理化性质表征指南HG/T 4317 含银抗菌溶液消毒技术规范(2002年版)卫生部化妆品安全技术规范(2015年版) 卫生部