

医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测

产品名称	医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测、医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测检验、医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测第三方检测、医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测质检报告、医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.6 悬臂梁缺口冲击强度

2 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.2 熔体质量流速

3 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018 熔体质量流速

4 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.4 拉伸屈服应力

5 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.5 弯曲模量

- 6 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.7 雾度
- 7 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.3 酸碱度
- 8 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 酸碱度
- 9 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.4 重金属含量
- 10 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 重金属含量
- 11 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.5 镉含量
- 12 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 镉含量
- 13 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.6 紫外吸光度
- 14 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 紫外吸光度
- 15 塑料 拉伸强度的测定 第二部分:模塑和挤塑塑料的实验条件 GB/T 1040.2-2006 拉伸屈服应力