

军科院微生物检测试剂目录

产品名称	军科院微生物检测试剂目录
公司名称	深圳市恒昊生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区吓榨新村一巷8号405（注册地址）
联系电话	17318069187

产品详情

名称	用途	检测时间	*低检出量
战剂类			
炭疽杆菌抗原 快速检测试剂	环境或临床标本中炭疽杆菌抗原的快速检出，也可用于纯培养炭疽杆菌的鉴定。	15分钟	105 ~ 106CFU
鼠疫菌抗原 快速检测试剂	环境或临床标本中鼠疫菌抗原的快速检出，也可用于纯培养鼠疫菌的鉴定。	15分钟	105 ~ 106CFU F1抗原1ng/r
土拉热菌抗原 快速检测试剂	环境或临床标本中土拉热菌抗原的快速检出，也可用于纯培养土拉热菌的鉴定。	15分钟	104 ~ 105CFU
类鼻疽菌抗原 快速检测试剂	环境或临床标本中类鼻疽菌抗原的快速检出，也可用于纯培养类鼻疽菌的鉴定。	15分钟	105 ~ 106CFU
鼻疽菌抗原 快速检测试剂	环境或临床标本中鼻疽菌抗原的快速检出，也可用于纯培养鼻疽菌的鉴定。	15分钟	105 ~ 106CFU
布鲁氏菌抗原 快速检测试剂	环境或临床标本中布鲁氏菌抗原的快速检出，也可用于纯培养布鲁氏菌的鉴定。	15分钟	105 ~ 106CFU
毒素类			
A型肉毒毒素 快速检测试剂	食物或临床标本中A型肉毒毒素的快速检出。	15分钟	5 ~ 10ng/m
A型肠毒素 快速检测试剂	食物或临床标本中A型金黄色葡萄球菌肠毒素的快速检出。	15分钟	5 ~ 10ng/m
B型肠毒素	食物或临床标本中B型金黄色葡萄球菌肠毒素的快	15分钟	5 ~ 10ng/m

快速检测试剂	速检出。		
C型肠毒素	食物或临床标本中C型金黄色葡萄球菌肠毒素的快速检出。	15分钟	5 ~ 10ng/m
快速检测试剂			
1. 消化道类			
O157大肠杆菌		15分钟	105 ~ 106CFU
抗原快速检测试剂			
O1群霍乱弧菌抗原	食物或临床粪便标本中霍乱O1抗原的快速检出，也可用于纯培养霍乱弧菌的鉴定。	15分钟	106 ~ 107CFU
快速检测试剂			
O139群霍乱弧菌抗原	食物或临床粪便标本中霍乱O139抗原的快速检出，也可用于纯培养霍乱弧菌的鉴定。	15分钟	106 ~ 107CFU
原快速检测试剂			
沙门菌抗原快速检测试剂	食物或临床粪便标本中沙门菌抗原的快速检出，也可用于纯培养沙门菌的鉴定。	15分钟	可检出鼠伤寒沙门菌、猪肠炎沙门菌106CFU/ml
军团菌抗原快速检测试剂		15分钟	
志贺氏菌(福氏)抗原快速检测试剂		15分钟	105 ~ 106CFU
志贺氏菌(宋内氏)抗原快速检测试剂		15分钟	
副溶血弧菌抗原快速检测试剂		15分钟	105 ~ 106CFU

军事医学科学院抗原快速检测试剂（免疫胶体金法）

军事医学科学院抗体快速检测试剂（免疫胶体金法）

名称	用途	检测时间	备注
战剂类			
炭疽抗体快速检测试剂	人或哺乳动物炭疽杆菌感染诊断	5分钟	
鼠疫抗体快速检测试剂	人或哺乳动物鼠疫菌感染诊断	5分钟	
土拉热抗体快速检测试剂	人或哺乳动物土拉热菌感染诊断	5分钟	
类鼻疽抗体快速检测试剂	人或哺乳动物类鼻疽菌感染诊断	5分钟	
鼻疽抗体快速检测试剂	人或哺乳动物鼻疽菌感染诊断	5分钟	
布鲁氏菌病抗体	人或哺乳动物布鲁氏菌感染诊断	5分钟	
快速检测试剂			
呼吸道类			
军团菌病抗体	嗜肺军团菌感染诊断	5分钟	可诊断1、3、4、5、6、8和10血清型，其它血清型可能漏检。
快速检测试剂			
消化道类			
伤寒（付伤寒）	人或哺乳动物伤寒或付伤寒沙门菌感染诊断	5分钟	适用于伤寒或付伤寒沙门菌感染诊断，原理与肥达试验相同。
抗体快速检测试剂			
肠出血性大肠杆菌	大肠杆菌O157感染引起的溶血性尿毒综合征诊断	5分钟	可诊断O157:H7血清型大肠杆菌O111:H8和O125:NM等血清型可

