

儿童饮水设备检测-日用品检测-检测服务检测

产品名称	儿童饮水设备检测-日用品检测-检测服务检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供儿童饮水设备检测-日用品检测、儿童饮水设备检测检验、儿童饮水设备检测第三方检测、儿童饮水设备检测质检报告、儿童饮水设备检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020 8.7 2-巯基苯并噻唑(MBT)
- 2 儿童使用和护理产品-测定弹性体或橡胶奶头和安慰奶嘴中释放的N-亚硝胺和N-亚硝基物质方法 EN 12868:2017 N-亚硝胺和N-亚硝基物质
- 3 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020 8.5(EN 12868:2017) N-亚硝胺和N-亚硝基物质
- 4 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 10 产品信息
- 5 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020 8.10 可溶铅、镉
- 6 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020 8.6(EN

71-3:2019附录F) 可迁移三价铬，可迁移六价铬

7 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020 8.6(EN 71-3:2019附录G) 可迁移有机锡

8 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 7.6 容器的要求和测试

9 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 7.5 密封盘的其他要求

10 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 7.4 小零件

11 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 7.10 手指夹陷

12 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 7.9 手柄和夹子

13 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020

8.7 抗氧化剂 (BHT , 抗氧化剂2246 , Cyanox 425 , wingstay L , Irganox 1520 , Irganox 1726)

14 儿童护理用品-饮水设备-安全要求和试验方法 EN 14350:2020 8.4 挥发性化合物

15 儿童使护理用品 -饮水设备 -安全要求和测试方法 EN 14350:2020 9 消费包装