

# 淮安市饲料水分检测 鱼饲料重金属测试

产品名称	淮安市饲料水分检测 鱼饲料重金属测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	饲料水分检测:鱼饲料重金属测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

饲料的水分含量会影响到其饲料的质量，并且也会影响到\*\*的效益，可见饲料水分这一指标尤为重要。所以，对其进行有效的控制才能更好的保证饲料的质量安全。如果水分含量过高易导致饲料发霉，若是水分过低也会造成不好的影响，那么怎么去做才好呢？

### 饲料水分检测方法

#### 1、国标烘箱法

干燥箱法也叫烘箱干燥法或热解失重法。试样在 $105 \pm 2$  烘箱内，常压下烘干，直\*\*\*恒重，丢失的重量为水分。即通过计算样品干燥前后的重量差，计算出含水率或105 下挥发物含量，分常压干燥法和减压干燥法两种，其原理相同。

#### 2、快速水分检测仪

干燥失重法原理，采用率的烘干高品质的环状灯管，对样品进行快速、均匀的加热，样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程，仪器全自动的实时显示测量结果：样品重量、含水量、测定时间、加热温度等。

### 饲料水分检测执行标准

GB/T 6432-1994 饲料中粗蛋白测定方法。

GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定。

GB/T 6434-2006 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法。

GB/T 6435-2014 饲料中水分的测定。

GB/T 6436-2002 饲料中钙的测定。

GB/T 6437-2002 饲料中总磷的测定 分光光度法。

GB/T 6438-2007 饲料中粗灰分的测定。

GB/T 6439-2007 饲料中水溶性氯化物的测定。