

烧伤科慢创专用——多功能清创仪

产品名称	烧伤科慢创专用——多功能清创仪
公司名称	重庆腾跃医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	重庆腾跃:具有液体控温功能 MUI-K1/T8:有效超声工作频率40kHz ± 1kHz。 重庆:配备进口脚踏开关
公司地址	重庆市沙坪坝区都市花园中路80号附9号4-1 (注册地址)
联系电话	18339243155

产品详情

烧伤科专用——多功能清创仪深层除菌

深度烧伤创面由于伤及真皮深层，导致生发层受损，自身修复是需要愈合条件和愈合时间的，且愈合后一般有瘢痕遗留，甚至出现畸形，影响功能及美观。因此，促进创面按期愈合，防止瘢痕增生，让患者融入社会是一个非常重要问题。

切痂术中皮下脂肪组织的去留？

深度烧伤创面由于伤及真皮深层，导致生发层受损，自身修复是需要愈合条件和愈合时间的，且愈合后一般有瘢痕遗留，甚至出现畸形，影响功能及美观。因此，促进创面按期愈合，防止瘢痕增生，让患者融入社会是一个非常重要问题。

在烧伤科就诊患者多为慢性创伤为主，大部分患者都需要进行清创，故而多功能清创仪烧伤科专用设备，这款设备具有以下作用：

一、MUI-K1多功能清创机具有三大功能：

1. 超声清创机是利用40khz的超声波震荡频率产生的空化效应去除创口上的糜烂组织和异物（该空化效应会在局部产生*的气泡压力和微射流），该效应不会对健康组织造成损伤。

超声波清创对感染伤口，慢性难愈合伤口处理效果非常明显。

超声清创机产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织、对正常组织无损害，不直接接触患处从而达到*清创目的。

清创过程中不会损伤伤口周围的神经和血管，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。