粮食制品和食用油脂检测-食品检测-百检网

产品名称	粮食制品和食用油脂检测-食品检测-百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供粮食制品和食用油脂检测-食品检测、粮食制品和食用油脂检测检验、粮食制品和食用油脂检测第三方检测、粮食制品和食用油脂检测质检报告、粮食制品和食用油脂检测计量认证,提供专业的CMA/CNAS资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

- 1出口油脂中抗氧化剂的测定-高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 2,4,5-三羟基苯丁酮
- 2出口油脂中抗氧化剂的测定-高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚
- 3 出口油脂中抗氧化剂的测定-高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 2,6-二叔丁基对甲基苯酚
- 4 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 2,6-二叔丁基对甲酚
- 5 啤酒大麦 GB/T 7416-2008 3天发芽率
- 6 出口月见草油检验方法 SN/T 0998-2001 亚麻酸

- 7 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱 GB 23200.13-2016 丁醚脲
- 8 花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 GB/T 14929.2-1994 丙森锌
- 9 淀粉及其制品.二氧化硫含量的测定.酸量滴定法和浊度测定法 ISO 5379-2013 二氧化硫
- 10 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 冲调性
- 11 粮油检验 植物油脂加热试验 GB/T 5531-2018 加热试验280
- 12 出口油脂中抗氧化剂的测定-高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 去甲二氢愈木酸
- 13 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 叔丁基对羟基茴香醚
- 14 出口油脂中抗氧化剂的测定-高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 叔丁基对羟基茴香醚
- 15 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 叔丁基对苯二酚