

聚异戊二烯避孕套检测-食品检测-检测服务检测

产品名称	聚异戊二烯避孕套检测-食品检测-检测服务检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供聚异戊二烯避孕套检测-食品检测、聚异戊二烯避孕套检测检验、聚异戊二烯避孕套检测第三方检测、聚异戊二烯避孕套检测质检报告、聚异戊二烯避孕套检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 HG/T5457-2018 附录J 试片扯断力和拉断伸长率

2 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 HG/T5457-2018 8.2 单个包装润滑剂总量

3 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 HG/T5457-2018 10 稳定性和储存期

4 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 HG/T5457-2018 13 单个包装的完整性

5 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 单个包装润滑剂总量

6 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 可见缺陷

- 7 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 单个包装的完整性
- 8 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 试片扯断力和拉断伸长率
- 9 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 包装和标识
- 10 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 尺寸
- 11 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 爆破体积和压力
- 12 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 稳定性和储存期
- 13 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 针孔
- 14 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 HG/T5457-2018 稳定性和储存期
- 15 聚异戊二烯男用避孕套 技术要求与试验方法 HG/T5457-2018 单个包装的完整性