

牛奶和奶粉/食品参数检测-食品检测-百检网

产品名称	牛奶和奶粉/食品参数检测-食品检测-百检网
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供牛奶和奶粉/食品参数检测-食品检测、牛奶和奶粉/食品参数检测检验、牛奶和奶粉/食品参数检测第三方检测、牛奶和奶粉/食品参数检测质检报告、牛奶和奶粉/食品参数检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法/GB/T 23210-2008 苯线磷

2 牛奶和奶粉中12种 -兴奋剂 残留量的测定 液相色谱-串联 质谱法/GB/T 22965-2008 沙丁胺醇

3 牛奶和奶粉中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝唑及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22982-2008 洛硝哒唑

4 牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法/GB/T 23210-2008 氯苯胺灵

5 牛奶和奶粉中12种 -兴奋剂 残留量的测定 液相色谱-串联 质谱法/GB/T 22965-2008 莱克多巴胺

6 牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-

串联质谱法/GB/T 22973-2008 醋酸氯地孕酮

7 牛奶和奶粉中保泰松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22977-2008 保泰松残留量

8 牛奶和奶粉中12种 -兴奋剂 残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22965-2008 特布他林

9 牛奶和奶粉中八种镇定剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22993-2008 氯丙嗪

10 牛奶和奶粉中12种 -兴奋剂 残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22965-2008 利托君

11 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22972-2008 芬苯达唑

12 牛奶和奶粉中八种镇定剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22993-2008 唑啞心安

13 牛奶和奶粉中12种 -兴奋剂 残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22965-2008 塞曼特罗

14 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22972-2008 奥芬达唑残留量

15 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 22972-2008 芬苯达唑残留量