

二手1200供应商 牡丹江二手1200 科鲁斯特测控科技

产品名称	二手1200供应商 牡丹江二手1200 科鲁斯特测控科技
公司名称	苏州科鲁斯特测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市滨河路729号盛宏产业园2208室
联系电话	18915737818 18915737818

产品详情

自动进样器相同指标

Agilent 1200 自动进样器具的流路设计，采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵

准确控制取样体积，进样后，二手1200报价，进样针始终置于流路中，二手1200怎么样，即，在分析过程中，针内始终有流

动相流过，保证小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，二手1200供应商，

因此可将样品在进样针中的残留降低。采用高压进样设计，进样速度快，且进样系统中

残留小。

实现晶体的外延生长。这种技术可以生长Si、GaAs、GaAlAs、GaP等半导体材料以及石榴石等磁性材料的单晶层，用以做成各种光电子器件、微波器件、磁泡器件和半导体激光器等 [1]。液相外延由尼尔松于1963年发明，成为化合物半导体单晶薄层的主要生长方法，被广泛的用于电子器件的生产上。薄层材料和衬底材料相同的称为同质外延，反之称为异质外延。液相外延可分为倾斜法、垂直法和滑舟法三种。

在线真空脱气机 (G1322A/G1379B)

四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保

证及时的脱气操作。

真空维持：

G1322A 自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，牡丹江二手1200，有效维持真空度。

G1379B 连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统。

大流速：每一通路 10mL/min (G1322A) ； 5.0mL/min (G1379B)

内体积：每一通路 12mL (G1322A) ； 1.0mL (G1379B)

pH 耐受范围：1~14

二手1200供应商-牡丹江二手1200-科鲁斯特测控科技由苏州科鲁斯特测控科技有限公司提供。苏州科鲁斯特测控科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的二手机械设备等行业积累了大批忠诚的客户。科鲁斯特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！