

恩施畜牧局实验室污水处理设备

产品名称	恩施畜牧局实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:生物实验室,医学实验室,检验化验 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

恩施畜牧局实验室污水处理设备

适用范围 各类综合医院、专科医院、传染病医院、血站、疾控中心、社区服务卫生中心、防疫站等。
工作原理 医疗废水处理设备处理运用二次生物接触氧化处理工艺,处理效果超越全混合生物氧化池,对水质的适应性强度高,保证了水处理的稳定性。该设备在池中采用了新型强效弹性立体填料,对污水中的有机物质具有强效去除的功能。通过氧化处理之后,产生的污泥量极少,90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生,必须对水质进行深度消毒处理。应用最多的消毒工艺有:紫外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、次氯酸钠消毒。
。医院需根据污水水质特点及排放量进行消毒种类以及消毒剂量的选择。

适用范围: 口腔、牙科、眼科、化验室手术室、畜牧实验室、中医门诊洗手盆污水、社区卫生服务中心、体检中心、医疗美容机构等小型医疗单位。臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行,无需人员管理维护。随着国家对环保生态文明的重视和人们对环境状况的关注,污水排放标准也日益严格,医疗污水中含有大量的病原微生物和有毒物质,如果不经过有效处理将对周边环境造成污染。

畜牧局实验室污水处理设备设备型号: HICY-520/HICY-520+/HICY-400/HICY-450/HICY-600+HICY-600+ HICY-A+/HICY-A HICY-B+/HICY-B 臭氧老控制屏WATER TREATMENT-V6L,新屏型号HYHB-HYKZ-C6 HYHB-HYKZ-C8 实验室污水处理设备型号HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYYTH-M+ HYSY-M+ HYSYS-2T/D HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+ HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D

1200臭氧HYYTH-A/A+ HYYTH-Q+/Q老屏型号WATER TREATMENT-V9L,新屏型号HYHB-HYKZ-C7

二氧化氯投加器新屏型号:二氧化氯微电脑控制仪HYKZ-C1

5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、150t/d、200t/

d、300t/d、500t/d。

一、水质分析 1、医疗废水 包括住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为医疗废水。医院污水处理设备主要处理医院产生的医疗废水，工艺采用二级生化+消毒，对COD的去除效率取70%，对BOD的去除效率取60%，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去除效率为50%。经处理后的污水应达到国家卫生检疫污水排放标准和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466

2005)“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中一级排放标准。 2、特殊废水 特殊废水主要为诊疗、化验过程产生的含氰、含汞、酸性废水，由于诊疗、化验过程中使用的药剂较少，特殊废水产生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理方式自行处理，处理后的污水进入医院污水处理设备进行处理。

恩施畜牧局实验室污水处理设备

潍坊浩宇环保设备有限公司专业供应厂家主要为您供应人畜牧局实验室污水处理设备民医院、中医院、乡镇卫生院、美容整形医院污水处理设备、骨科医院污水处理设备、儿童医院污水处理设备、传染病医院污水处理设备、妇科医院污水处理设备、生殖医学医院污水处理设备、男科医院污水处理设备、肝病医院污水处理设备、肛肠医院污水处理设备、皮肤病医院污水处理设备、肝病医院污水处理设备、民营医院污水处理设备、社区医院污水处理设备、妇产医院污水处理设备、三甲医院污水处理设备、社区门诊污水处理设备、乡镇卫生院污水处理设备、口腔医院污水处理设备、小型口腔医院污水处理设备、小型门诊污水处理设备、口腔门诊污水处理设备、小型诊所污水处理设备、口腔诊所污水处理设备、小型门诊诊所污水处理设备、小型门诊医院污水处理设备、小型诊所污水处理设备、牙科医院污水处理设备、牙科门诊污水处理设备、专科医院污水处理设备等。

畜牧局实验室污水处理设备恩施畜牧局实验室污水处理设备分自流、自吸： 1、自流：污水自流进设备，适合医疗设备与消毒设备不在同一楼层使用，（消毒设备放置地下室）进水直径： 50。出水直径： 50。 2、自吸：可直接在地砖下面管道中将污水吸进设备进行消毒处理。待液位控制，水量到达液位以后，设备启动，污水吸入消毒设备处理，管道内水量减少，液位回落，设备停止运行。节省运行费用。进水直径： 20。出水直径： 50。

其中工作原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中的有机氮转化分解成 $\text{NH}_3\text{-N}$ ，同时利用有机碳作为电子供体，将 $\text{NO}_2\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3\text{-N}$ 转化成 N_2 ，而且还利用部分有机碳源和 $\text{NH}_3\text{-N}$ 合成新的细胞物质.所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧。

恩施畜牧局实验室污水处理设备 商品包装政府采购需求标准(试行)》明确点出了7大商品包装环保要求： 1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油。 7、及时将需要实施风险管控、修复的地块纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录，并定期向国务院生态环境主管部门报告。 8、及时将达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录，按照规定向社会公开，并定期向国务院生态环境主管部门报告。

恩施畜牧局实验室污水处理设备

knqNsB46