

福诺图书档案消毒柜FLD-200B绘本消毒柜

产品名称	福诺图书档案消毒柜FLD-200B绘本消毒柜
公司名称	杭州福诺科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区留下街道125号
联系电话	86-057185330405 15802587373

产品详情

[FLD-200A文件档案图书消毒柜](#)

[文件、档案、图书消毒柜](#)是一种用于档案文件、图书资料灭菌的专用设备。它采用微电脑自动控制技术，能杀灭沾染在档案文件、图书资料的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病菌、霉菌及各种害虫,用户根据档案图书等受污染程度，可选择不同的控制时间，进行灭菌杀虫,本产品具有杀虫消毒效率高、无死角、无污染、寿命长等特点，适用于档案、图书、文件、信件等不可高温消毒物品的表面消毒。

产品特点：

柜体表面采用防静电喷塑处理，安全，美观。

臭氧组件采用集成模块臭氧发生器，使用寿命超过8000小时。

微电脑控制，一键式启动，自动消毒，使用简单。

消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。分解后，无二次污染。

相关参数：

型号	FLD-200A
容量	200L
托盘层数	2层

臭氧发生量	600mg/h
电源	220V/ 50HZ
输入功率	30W
时间	60min消毒+20min臭氧分解
控制方式	微电脑自动控制
净重	33KG
外型尺寸(高*宽*深)	980X550X510(mm)
柜体材质说明	1.0mm的冷轧钢板，表面静电喷塑处理后有1.1mm厚

产品说明：

FLD-200A文件消毒柜采用高浓度臭氧消毒,内置两层带孔托盘，一次最多可消毒80卷档案或者80本20mm档案盒。如果是图书或课本的话一次可消毒100本左右。使用场合： 1,档案/图书部门：主要用于对入库前的档案/图书进行全面的消毒，和外借后的档案/图书进行全面的消毒杀菌再上架，产品可杀灭各种真菌、霉菌、肝炎病毒和一些危害档案图书安全的微生物，并可以除虫。提高档案的保存时间和保存安全。 2,其他单位:专门针对纸质品全面杀菌消毒。如：文件，信件，绘本，课本，票据，病历单等都可以进行杀菌消毒。

FLD-200B文件档案图书消毒柜

文件、档案、图书消毒柜是一种用于档案文件、图书资料灭菌的专用设备。它采用微电脑自动控制技术，能杀灭沾染在档案文件、图书资料的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病菌、霉菌及各种害虫,用户根据档案图书等受污染程度，可选择不同的控制时间，进行灭菌杀虫,本产品具有杀虫消毒效率高、无死角、无污染、寿命长等特点，适用于档案、图书、文件、信件等不可高温消毒物品的表面消毒。

产品特点：

柜体表面采用防静电喷塑处理，安全，美观。

臭氧组件采用集成模块臭氧发生器，使用寿命超过8000小时。

微电脑控制，一键式启动，自动消毒，使用简单。

消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。分解后，无二次污染。

相关参数：

型号	FLD-200B
内容量	200L
托盘层数	2层
臭氧发生量	600mg/h
电源	220V/ 50HZ
输入功率	30W
时间	60min消毒+20min臭氧分解
控制方式	微电脑自动控制
净重	33KG
外型尺寸(高*宽*深)	980X550X510(mm)
柜体材质说明	前门为5.0mm厚的钢化透明玻璃，其余位置为1.0mm的冷轧钢板，表面静电喷塑后为1.1mm厚

产品说明：

FLD-200B文件消毒柜采用高浓度臭氧消毒,内置两层带孔托盘,一次最多可消毒80卷档案或者80本20mm档案盒。如果是图书或课本的话一次可消毒100本左右。使用场合: 1,档案/图书部门:主要用于对入库前的档案/图书进行全面的消毒,和外借后的档案/图书进行全面的消毒杀菌再上架,产品可杀灭各种真菌、霉菌、肝炎病毒和一些危害档案图书安全的微生物,并可以除虫。提高档案的保存时间和保存安全。 2,其他单位:专门针对纸质品全面杀菌消毒。如:文件,信件,绘本,课本,票据,病历单等都可以进行杀菌消毒。