

# 经颅多普勒血流分析仪 超声经颅多普勒检查 经济便携TCD仪

产品名称	经颅多普勒血流分析仪 超声经颅多普勒检查 经济便携TCD仪
公司名称	南京科进实业有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路一号金港科技创业中心综合楼11层
联系电话	025-85581709 13347807747

## 产品详情

KJ-2V4M型号是一款单通道、四深度、双探头的超声经颅多普勒血流分析仪，具备KJ-2V2M型号TCD仪的功能，还具有单深度、双深度、四深度三种界面的切换功能，可同时观察到一条血管多个深度的血流频谱，对脑血管狭窄的辅助诊断具有一定参考价值。

该产品的整体解决方案配备了液晶电脑一体机、便捷台车、彩色喷墨打印机，能实现超声经颅多普勒血流分析仪的检测功能。

KJ-2V4M型号TCD仪具有M模和自动搜索血管功能，能较快查找血管、提高检查效率。

KJ-2V4M型号TCD仪配备了KJ-PW-2MHz和KJ-CW-4MHz超声探头，可用于颅内血管检测和颅外血管检测。

### 适应科室

神经内科、神经外科、重症监护室、功能检查科、体检科等。

### 功能特性

#### 1.参数数据库

内存医院血管参数临床数据。可实时将测量值与参考值进行对比，异常数据报警。内置标准参考血流频谱图，便于操作者随时切换，对比分析。

#### 2.栓子(HITS)检测技术

配有栓子检测技术，出现栓子(HITS)时，信号显示跳变波形，并可回放辨认，便于医生观察检测。

### 3.多深度动态M模技术

具有M模功能，可同时显示多个不同深度的血流信号，并较快定位血流深度，帮助医生获取血流频谱图。

### 4.趋势图技术

清晰显示Vp、Vd、Vm、HR四参数测量值曲线图的宏观变化情况，并评判血流速度是否稳定。

### 5.血管自动搜索功能

血管自动搜索技术，捕捉微弱信号，定位血管位置，缩短查找血管位置的时间，降低了对操作者较高手法技术性的依赖。

### 6.多深度自由切换

可实现单深度/双深度/四深度的自由切换，实时显示同一血管多个深度的血流频谱图像。对脑血管狭窄的辅助诊断具有较大价值，提高了对脑血管疾病的诊断准确率。

### 7.灵敏度较高的探头

采用复合材料的超声探头。超声探头接口使用金属推拉自锁连接器，连接可靠，外观较精致，抗干扰能力较好。

### 8.灵活的报告编辑

内置多种报告格式，为医生撰写、编辑和调用频谱和数据提供了较大的便利，更有参数对比显示模式，诊断结果较为清楚。

### 9.其他技术：

1.动、静态包络线，实时显示频谱，计算血流参数。

2.多种报告可选，方便修改。

3.随时调看病历，存储血管血流频谱可电影回放。

### 10.临床应用：

1.用于经颅、颈部和外周血管的血流测量，不包括分析和诊断功能;

2.对颅脑内血管的血流进行检测;

3.对浅表血管内的血流进行检测;

4.定量的评价脑血管和浅表血管的供血状态，可以为诊断各种脑血管病变的性质、程度和范围提供依据。

相关产品：

[经颅多普勒KJ-2V2M](#)

[经颅多普勒KJ-2V1M](#)

[经颅多普勒KJ-2V6M](#)

[经颅多普勒KJ-2V6M+](#)

[经颅多普勒KJ-2V7M](#)

[经颅多普勒血流分析仪](#)

医疗器械名称：超声经颅多普勒血流分析仪

医疗器械生产企业名称：南京科进实业有限公司

医疗器械注册证号/产品技术要求编号：苏械注准20162070289

医疗器械广告批准文号：苏械广审(文)第251213-00825号

忠告语：请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书

=====

产品性能、型号、技术参数等详情以科进超声骨密度仪、超声经颅血流分析仪产品网站www.nj-kejin.cn为准。请登录网站查看产品介绍。

产品参数及外观如有变动恕不另行通知变更信息。

温馨提示：以上标价不代表真实价格，具体价格请来电详科进厂家!

=====