

精子质量分析仪 精子分析仪首选徐州台江电子

产品名称	精子质量分析仪 精子分析仪首选徐州台江电子
公司名称	徐州市台江电子科技有限公司
价格	10.00/箱
规格参数	
公司地址	中国江苏徐州市矿山路延长段
联系电话	0516-66652066 13852000093

产品详情

精子质量分析仪 精子分析仪首选徐州台江电子徐州台江电子是一家专业研发，生产，销售精子液体分析仪的高科技企业，系统采用先进的计算机图像处理技术,进行全面分析，其检测性能达到了国际先进水平，特别适用于临床精子液体检验，在国内多家三级甲等医疗机构中广泛应用。作为一家负责任的企业公司，完善的售后服务获得了客户的信赖与支持，欢迎来电咨询！采用现代化的计算机技术和先进的图像处理技术，对精子的动静态特征进行全面的量化分析。适用于临床精子液体检验，能够极大提高临床检测水平。广泛应用于医院的泌尿科、男性科、妇产（试管婴儿）科、计划生育、优生优育研究等，具有广泛的应用价值。与传统的分析法相比较，具有速度快、量化性好、准确性高、检测参数丰富等特点，为临床和科研提供客观的检测依据。操作简单、污染小、智能化程度高。系统配置 三目生物显微镜 CCD摄像机 高性能计算机 图文报告诊断软件 分体式控制台（选配）功能及特点

高清晰：大屏幕显微图像显示，与显微镜下显示同步。操作简捷方便：也可称为傻瓜式操作界面。

曲线运动：平均曲线运动速度、曲线运动精子总数，曲线运动活率。

直线运动：平均直线运动速度、直线运动精子总数，直线运动活率。

平均路径运动：平均路径运动速度、路径运动精子总数，路径运动活率。精子运动速度分级统计：a级快速前向运动率，b级慢速前向运动率，c级非前向运动率，d级极慢或不动率。

精子密度，侧摆幅值，摆动性，平均鞭打频率，线性速度。

显示精子各种运动速度及活力分级直方图，精子动态轨迹图，静态分布图。

检测数据按照世界卫生组织WHO的标准采用标准精子液体计数板检测（间隙精度10um）。强大而完善的图像处理和析功能：可使用数字形态学、图像灰度调整、图像自动分割等各种方便、快捷、准确的操作途径对任一细微部分进行计算机处理。

智能化的图像数据库管理：生成诊断报告的同时即自动生成远程会诊文件。方便演示及教学：利用电脑多媒体技术将显微镜下图像直接投影于大型屏幕上，方便医院和科研系统的教学和学术交流，克服了在显微镜下直接观察所存在的不直观，个体间观察结果误差大，准确度低以及只能单人次观察的弱点。