

食品中那非类物质的测定 BJS201601 ----西地那非检测

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 食品中那非类物质的测定 BJS201601 ----西地那非检测 |
| 公司名称 | 广东杰信检验认证有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区中山大道建工路19号2楼 |
| 联系电话 | 13760668881 13760668881 |

产品详情

为了确保食品中西地那非的安全水平，需要对其进行检测。目前，常用的西地那非检测方法有高效液相色谱法、气相色谱法、质谱法等。其中，高效液相色谱法是一种简单、快速、灵敏、准确的检测方法，已经被广泛应用于食品安全领域。

BJS201601是一种基于高效液相色谱法的测定西地那非的检测试剂盒。该检测试剂盒采用专利的双抗体夹心ELISA技术，具有高灵敏度、高特异性、高反应性、高重复性等特点。通过该检测试剂盒可以快速、准确地检测食品样品中西地那非的含量。

在实际应用中，可以通过将样品提取液与检测试剂盒配套使用，便可完成西地那非的检测。样品提取方法主要采用离心、超声波等技术提取食品中的西地那非，然后将提取液与检测试剂盒配套使用，通过测量样品的吸光值来确定样品中西地那非的含量。

综上所述，食品中那非类物质的测定对保障食品安全具有重要意义。采用BJS201601检测试剂盒可以更加快速、准确地检测西地那非，有助于提高食品安全监测的水平。

我们总部实验室可以做西地那非检测，有检测需求，可以与我们联系。

联系人：邹工