

# CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价          |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司              |
| 价格   | 51818.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:福意医疗<br>型号:不同产品不同型号<br>产地:产地 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号          |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372         |

## 产品详情

### CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价

#### CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价厂家简介：

福意电器有限公司是一家恒温低温设备及实验室仪器的，公司自创业初始，就以科技保证，服务便捷产品为宗旨，为广大疗、科研实验室行业的用户提供设备和服务&

本公司成立于一九九九年，通过十多年的行业实践，积累了深厚的行业，随着科技的日新月异，我们秉承创新、质的方针。欢迎内外新老客户光临，互利互惠、携手并进。公司我们相信科学。时刻关注生命科学发展的新方向，我们相信生命科学的任何一个新发现都有可能成为福意联（Fuyilian）发展的下一个突破口&

北京福意电器有限致力于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展创新，我们拥有的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控等多项核心技术中积累了丰富的，以新颖的设计、的产品服务于用户；以"福意联"人不懈的努力，产品的不断改进和，的不断加强，对客户郑重承诺“用心。

#### CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价产品参数：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁 FYL-YS-66L 62L 2-8 430 × 480 × 640mm  
单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430 × 480 × 510mm  
单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm  
单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm  
单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48  
595 × 695 × 1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L

2-48 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁FYL-YS-128  
88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价产品特性：

CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸 (mm) 门体-门锁FYL-YS-66L 62L 2-8 430 × 480 × 640mm  
单门双锁FYL-YS-88L 88L 2-8 480 × 490 × 840mm 单门双锁FYL-YS-50LK 50L 4-38 430 × 480 × 510mm  
单门双锁FYL-YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁FYL-YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm  
单门双锁FYL-YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁FYL-YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm  
单门单锁FYL-YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁FYL-YS-310L 310L 2-48  
595 × 695 × 1315mm 单门单锁FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门单锁FYL-YS-828L 828L  
2-48 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁FYL-YS-128  
88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

CT增强扫描中应用恒温箱加热造影剂 每日报价售后问题

依托自身的人才、技术、资金，为，实验室，科研、化工，环保，检测等企事业单位提供符合的各类仪器设备。在中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的体系，使产品具有可靠的保证。以创新意识、开拓进取的精神，积极地发挥企业的力。

福意联独创立以来一向视客户与同伴为挚友，视职工为公司宝贵财富，联合一同，开辟立异，勇于打破职业开展瓶颈，逐渐构建并扩展公司在化范畴的一体化供销与效劳中间。“创百年公司，成众人愿望”将是福意联的寻求，咱们愿与更多的用户和表里品牌供货商携手并进，一同为内工业开展奉献力气，一同开展，一同昌盛&