保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露

产品名称	保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露
公司名称	厦门市长运泰电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门集美区金龙路73号
联系电话	86-05923321838 15659467072

产品详情

保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露CYT-602F型

公司拥有十年金属检测机生产经验,目前已成为国内金属探测设备重要生产厂家,成为长三角、珠三角等众多出口企业的首选产品,采用日本与德国磁感应式相结合的先进技术研制而成,最高灵敏度能检测到0.7mm铁球,技术比进口金属探测机性能更稳定潮操作简单。适用于食品、调料、糖果、面食、淹制速冻品、水产蔬菜、服装玩具、塑料皮革、橡胶化工、针织鞋帽、床上用品及煤矿电厂等领域,用于检测失落于原料或产品中的断针、铁和非铁磁性金属如:金、银、铜、铝、锡、铅、不锈钢、高锰钢等

CYT-602F型

产品特点:

- 1. 采用双路信号检测电路合并技术,具有高灵敏度与高抗干扰能力。
- 2. 具有双路信号显示功能。当有金属物通过时,信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度
- 3.信号处理由数字电路完成,调整简单,稳定可靠。
- 4. 具有产品效应调节功能,铁金属和非铁金属10级独立调节。
- 5. 具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时,仪器会自动检测信号次数,执行机构在动作时不会产生遗漏。
- 6. 当没有检测物体通过时,仪器处于睡眠工作状态,只有物体通过,检测才有效。

- 7. 可与流水生产线连接配套使用,实行流水线自动检测。
- 8. 检测仪采用声光报警并停机,操作使用极为方便可靠。

相关参数:

检测窗口高度:

120mm。(常规尺寸:100/120/150/200mm,其他高度可按要求定做,窗口高度越高灵敏度相应降低。)

检测窗口宽度:500mm。

机身材质:全不锈钢制作。

灵敏度:铁球 0.8mm- 2.5mm

不锈钢340型\铜铝等非铁磁性金属 2.5mm。

电源: 220V 50Hz。

功率: 120W。

报警方式: 声光报警,并自动停机。

外型尺寸(长×宽×高mm): 1600×840×1005。

重量: 200kg。

本公司己与多家快递物流诚信合作开通全国300多个城市免费送货服务!免去您的后顾之忧!

承诺:如购产品一月内有任何质量问题,无条件退换货(请将包装保存完好)

售后服务:自购买之日起,一年免费保修,终身维护(天灾人为除外)

QQ:598788619

电话:13285921615

保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露

本公司有其他系列产品的详细说明跟介绍需要请继续参考WWW.FJCYT.COM