

保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露 |
| 公司名称 | 厦门市长运泰电子设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门集美区金龙路73号 |
| 联系电话 | 86-05923321838 15659467072 |

产品详情

保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露CYT-602F型

公司拥有十年金属检测机生产经验，目前已成为国内金属探测设备重要生产厂家，成为长三角、珠三角等众多出口企业的首选产品,采用日本与德国磁感应式相结合的先进技术研制而成，最高灵敏度能检测到0.7mm铁球,技术比进口金属探测机性能更稳定潮操作简单。适用于食品、调料、糖果、面食、淹制速冻品、水产蔬菜、服装玩具、塑料皮革、橡胶化工、针织鞋帽、床上用品及煤矿电厂等领域，用于检测失落于原料或产品中的断针、铁和非铁磁性金属如:金、银、铜、铝、锡、铅、不锈钢、高锰钢等

CYT-602F型

产品特点：

1. 采用双路信号检测电路合并技术，具有高灵敏度与高抗干扰能力。
2. 具有双路信号显示功能。当有金属物通过时，信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。
3. 信号处理由数字电路完成，调整简单，稳定可靠。
4. 具有产品效应调节功能，铁金属和非铁金属10级独立调节。
5. 具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，仪器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产生遗漏。
6. 当没有检测物体通过时，仪器处于睡眠工作状态，只有物体通过，检测才有效。

7. 可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。

8. 检测仪采用声光报警并停机，操作使用极为方便可靠。

相关参数:

检测窗口高度：

120mm。（常规尺寸:100/120/150/200mm,其他高度可按要求定做，窗口高度越高灵敏度相应降低。）

检测窗口宽度：500mm。

机身材质：全不锈钢制作。

灵敏度：铁球 0.8mm- 2.5mm

不锈钢340型\铜铝等非铁磁性金属 2.5mm。

电源：220V 50Hz。

功率：120W。

报警方式：声光报警，并自动停机。

外型尺寸（长×宽×高mm）：1600×840×1005。

重量：200kg。

本公司已与多家快递物流诚信合作开通全国300多个城市免费送货服务！免去您的后顾之忧！

承诺：如购产品一月内有任何质量问题，无条件退换货（请将包装保存完好）

售后服务：自购买之日起，一年免费保修，终身维护（天灾人为除外）

QQ:598788619

电话：13285921615

保健品金属检测仪 肥皂金属检测仪 香皂金属检测仪 沐浴露

本公司有其他系列产品的详细说明跟介绍需要请继续参考WWW.FJCYT.COM