

## 韩版--电波拉皮（RF射频仪）

产品名称	韩版--电波拉皮（RF射频仪）
公司名称	蓝海科技美容仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州工厂：芳村花地大道南 // 济南分公司天桥区汽车厂东路
联系电话	18666603801/0531-8006392 18660788835

## 产品详情

来自韩国的高端抗衰设备--RF射频美容仪，专业针对面部抗衰去皱紧肤，身体溶脂塑形理疗，具有显著及持久的效果--

产地：韩国 — 什么是射频 R Radio 发射 F Frequency 频率  
它是一种热渗透疗法，具有远距离的传输功能，是一种高频交流变化的电磁波

### 二 RF射频技术 3 大特色

1) 安全。非手术、非侵入、无拉痛、无创无痕，具有高安全性，不麻醉、不注射、无须恢复期  
2) 快速。立即性收紧肌肤，一次治疗就可以让松弛的肌肤即刻感受到上提、紧实的效果。治疗当时可以达到20%的效果，2-6个月可以达到90%的效果。3) 持久。保持时间长。高效促使肌肤胶原蛋白不断新生，电波拉皮后的2-6个月中，皱纹变浅至消失，恢复肌肤年轻化状态。  
三 功效 RF射频具有立即性的紧肤效果及长久性的再生效果两大功能 面部：它是利用真皮层胶原蛋白在摄氏六十至七十度的温度时，会产生立即收缩的特性，可以让松弛的肌肤在治疗后，马上就感受到向上拉提、紧实的拉皮效果。在治疗后的二到六个月中，受刺激的真皮层胶原蛋白会逐渐增生，因而促使真皮层恢复紧实与弹性，皱纹由深变浅并逐渐消失： 收紧肌肤，收缩毛孔 深层去皱  
修饰面部轮廓，去除双下巴，瘦脸 激活胶原细胞，增加皮肤弹性和光泽  
美白嫩肤 淡化黑眼圈眼袋 淡化颈纹。

身体：深层热可传导至皮下组织，促进脂肪细胞的分解和燃烧，使脂肪细胞内容物异化成水和二氧化碳，通过人体的正常代谢排出体外，从而减少脂肪细胞的体积，来达到塑形的美体功效 细腰收腹  
瘦腿提臀 纤细手臂 淡化妊娠纹 小腿修型

三 原理 通过高频电磁波进入皮肤深层，当温度达到摄氏45度到60度的零介点，胶原质会产生立即性收缩，同时刺激真皮层分泌更多的新的胶原质来填补收缩和流失的胶原质的空缺，增加真皮层的厚度，在治疗后2-6个月中胶原蛋白会逐渐增生，重整，使得不垂或者松弛的皮肤得到提升，从而再次托起皮肤的支架，恢复皮肤弹性。 四 治疗前注意事项

- 1、若治疗范围于最近半年内有注射玻尿酸、胶原蛋白，不建议做
- 2、若治疗范围曾注射人工填充物，如硅胶，避开部位
- 3、有心脏性疾病、装置有心律调整器及孕妇不做
- 4治疗时身上严禁佩戴任何金属物品。 5、治疗当日请勿化妆，或于治疗前清洁面部。

五RF射频治疗后注意事项: 1、请加强保湿与防晒； 2、三天内请勿用热水洗脸(不超过体温的水即可)； 3、三天内请暂时勿泡温泉及三温暖；

4电波拉皮后皮肤会干属正常现象。注意补水即可。建议一周最少敷用面膜3次； 六 疗程设计

面部治疗改善期： 10次小疗程 / 一星期一次 / 2个月做完

注：针对年轻肌肤以及面部松弛不严重的肌肤 20次大疗程 / 一星期一次 / 6个月做完

注：针对成熟肌肤以及面部皮肤明显松弛下垂 巩固保养期：

十到十五天做一次，配合美容院的产品护理，穿插进行

注：面部疗程结束后，后期配合好美容院的巩固疗程，可延缓衰老3到5年

身体曲线雕塑： 10次为一疗程 三到五天一次

腰部一次可收紧1-3公分，一个疗程可收紧5-8公分

七 问答解决方案 1 RF射频为什么能去除面部皱纹？ 人体在20岁时胶原蛋白已经开始老化,流失，含量逐年降低;25岁则进入流失的高峰期;40岁时，胶原蛋白含量不到18岁时的一半!女性由于在月经,生育等生理因素的影响下，胶原蛋白流失量是男人的2.5倍。由于胶原蛋白的流失，导致支撑皮肤的弹力网断裂，身体的各组织出现萎缩塌陷松弛下垂等衰老现象。 RF射频通过深层热渗透至皮下，使真皮层的温度达到45到60度的零介温度，受刺激的真皮层胶原蛋白会逐渐增生，因而促使真皮层恢复紧实与弹性，从而恢复面部皮肤的弹性，减少皱纹的产生

2 RF射频能融脂瘦身吗？会反弹吗？

通过能量传导至深层，使皮下组织迅速加热从而作用于脂肪细胞，快速溶解多余的脂肪 同时作用于胶原层，修护由于脂肪细胞增大而出现松弛的结缔组织，从而达到减肥后紧实肌肤不松弛的完美身材

3 RF射频要做多久才能看到效果？ 需要根据不同年龄和皮肤的情况而定，绝大多数第一次治疗就会明显感觉到皮肤紧实被提升的效果，而在2-6月内可得到肌肤上提和紧致的持久效果 同时效果分为：

A即时效果， < 治疗40分钟之后 >

能量传导至深层组织并加热，胶原质可产生即刻紧缩，因此皮肤可得到即时的紧致提升效果

B持久效果， < 治疗2-6个月后 > 热渗透可持续不断的刺激胶原层分泌胶原质，真皮层的厚度增加，启动皮肤自身的修护能力。疗程后的皮肤更加紧致而拥有持久效果

4 RF射频效果可以保持多久？ 根据不同客人的肌肤情况而选择相应的疗程次数，在完成治疗后的2-6月里，皮肤会得到明显的提升与紧致 < 胶原质的完全激活合成时间需要2到6个月的时间 > ，疗程结束后可保持3到5年的治疗效果，因为完全激活的胶原质需要3到5年才能彻底衰竭