

儿童退烧医用物理降温机

产品名称	儿童退烧医用物理降温机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

儿童退烧医用物理降温机介绍

产品名称	儿童退烧医用物理降温机
适用对象	儿童、婴儿
产品原理	通过物理降温的方式降低体温
产品特点	轻便、安全、方便、易操作，可选多种降温方式
适用场合	医院、家庭、学校等

婴幼儿常常因为感冒、发热等原因导致体温升高，而过高的体温会对婴幼儿的身体造成严重的损害，甚至威胁生命安全。针对儿童这一特殊群体，我们推出了这款儿童退烧医用物理降温机，采用物理降温的方式，有效地降低儿童体温。

这款物理降温机采用轻便材质制作，易于携带，可随时随地使用。同时，该产品采用安全材料制作，无毒无害，不会给儿童造成任何危害。在操作上，该产品也非常方便，只需要简单的学习便能够轻松上手。另外，该产品还提供了多种降温方式，可以根据不同的需求进行选择。

该产品适用于医院、家庭、学校等场合，对于儿童的体温控制有着重要的作用。如果您有需求，欢迎随时联系我们。

LF-630便携式儿童物理降温仪采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者治疗开启高效、安全、便捷的防护措施。

医用价值

持续物理降温，带走热量，减少原发病对患儿的危害。

联合药物使用，提高降温速度，减少各种副作用。

精准的温度控制系统，恒温治疗，提高治疗安全性。

利于患儿散热，提高体感，减轻患儿焦躁、痛苦情绪。

冷敷温度可调可控，减少冰冷刺激，提高治疗舒适性。

使用小贴士

建议只为常规发热病人使用，对于超高热或者重症高热昏迷的患者，建议采用其他治疗措施。

在临床应用中不替代药物降温，一些由于病原体感染或致病原造成的发热患者，可联合药物降温，治疗效果更佳。

通过冷量交换，带走患者局部热量，是一种辅助性治疗措施。一旦停止物理降温，断开冷热量交换，患者温度可能会回升，属正常现象。

使用物理降温仪不是单纯的把发热患者体温降下来，而是通过冷热量交换，带走热量，预防一些高热引起的并发症的发生(如抽搐、FC高热惊厥等)。

效果对比

效果/方法	药物	退热贴	冰毯、冰帽	便携式物理降温仪
降温效果	显著	一般	明显	明显
副作用	有	明	无	无

作用		显		
依从性	优	一般	优	优
适用范围	临床、家庭用发热患者	家用低热患者	临床重症病患者	临床发热患者