

超声清创水刀

产品名称	超声清创水刀
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	频率:25khz-45khz 功能:超声+高压 超声手柄:标配2把
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋 (自贸区武汉片区)
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

多功能超声清创水刀工作原理多功能超声清创系统集超声波清创、高压脉冲冲洗、负压吸引三大功能于一体，利用超声波的“空化效应”和“碎裂效应”，有效去除坏死组织，杀灭细菌，清洁创面。高压脉冲冲洗通过**控制脉冲水流的压力，对大面积污染或感染创面进行前期冲洗，可以迅速去除创面异物、渗出物、部分坏死组织，以**清创效果，适用于大面积、污染较严重创面的前期处理。利用负压吸引快速回收清洗废液，防止创面二次污染，达到高效的物理清创的目的。

产品技术特点·采用低频超声，清创效果更好·精zhun**控制，清创安全无损伤·智能化液晶界面，操作简单便利

治疗作用（一）清除创面异物和坏死组织（二）去除创面细菌（三）止血作用（四）回收清创液和渗出液（五）促进创面愈合

应用科室创面治疗中心、急诊科、烧伤科、骨科、普外科、肛肠科、血管外科、内分泌科、换药室、妇产科等涉及创面处理的科室或部门

收费项目皮肤溃疡清创术（项目编码：311400027）烧伤冲洗清创术（项目编码：311400045）

适用范围·急性创面的清创：外伤、手术伤口、术后愈合不良创面、烧伤创面、感染创面、开放性骨折等。·慢性难愈合创面：如糖尿病足、压疮、血管性溃疡、创伤性溃疡、窦道、瘘管等。·适用于换药室的清洗处理及敷料使用前的创面床准备工作，面部痤疮病灶清洗。