

# 加压冷疗系统-冷疗机

产品名称	加压冷疗系统-冷疗机
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 配件:冰囊 制冷模式:半导体
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

加压冷疗系统具有人性化设计，多种适应人体患部位和形状的水囊。适应成人与儿童体型的水囊，面部水囊为美容增色。脉动加压通过水囊为患者提供按摩揉搓之功效。计次/计时模式方便使用者和医院的管理。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作量。一次准备，连续工作。超温声音提示的安全保护功能。

产品优势：1对治疗肿胀、浮肿、血肿、关节积血及疼痛、减少术后出血量具有显著的疗效。2冷敷、热敷、脉动加压，三大功能齐全3配合水囊的选用可以实现脉动加压功能。4该治疗收费已进入《全国医疗服务价格项目规范》（项目名称：特殊物理降温 项目编码：121100002）、（项目名称：气压治疗 项目编码：340100024）、（项目名称：冷疗 项目编码：340100025）

产品分类：普通型和脉动加压型（配合使用一次性冷敷用隔离垫可以多个患者重复使用）、一次性专用型（专人专用），操作简单方便，冷热敷临床效果明显。

超温保护：机器设有极端温度保护，温度不能低于6℃、温度不能高于54℃，否则机器会自动停机并报警。

医疗美容整形术后及激光术后应用（美容整形手术，有创伤性的术后都会出现肿胀，只要没有出现继发感染，冷敷和热敷都非常适合伤口的恢复）

### 设备特点

高新科技：采用全自动半导体制冷系统，操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。

工作时间：可长时间不间断连续工作，安全可靠。

功能强大：冷敷、脉动、加压力于一体。

适用范围广：各种外伤、骨伤、发热、发烧、疼痛肿胀等患者。

自动化程度高：液位探测装置，超限、超时、过载、过压、超温、缺水自锁保护装置。

安全保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。

**工作原理** 本机其冷敷治疗可以使局部血管收缩，血液减缓，并使毛细血管的渗透性降低，组织液外渗减少，局部代谢减缓，同时有效地减少了炎性介质的释放。可降低局部组织温度、收缩血管、减少皮下出血、减轻组织肿胀，同时降低神经末梢的兴奋度、提高疼痛阈值，达到止痛、消肿的作用。适用范围

对各种外伤、软组织损伤及术前术后的肿胀、水肿、血肿、浮肿、关节积血、积液等疼痛有明显改善效果。适用于各种关节炎，急慢性软组织损伤，肌肉损伤，闭合性骨折，四肢骨折及关节术后的神经疼痛，急慢性软组织疼痛等。对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷敷治疗已经被证明是安全有效的手段。

“冰舒宝”脉动加压冷敷机替代了所有冰敷的传统治疗方法，使用纯物理疗法，使用效果明显，操作方便、效果显著；产品选用气压型、专护型冰囊，适应身体各个部位使用，给患者带来意想不到的治疗效果。

适用科室骨科、中医科、康复理疗科、疼痛科、儿科、创伤烧伤科、手足外科、神经内科、神经外科、五官科、美容科、运动创伤科及各类发烧发热患者。