

内分泌科超声清创机（糖尿病足清创）

产品名称	内分泌科超声清创机（糖尿病足清创）
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	频率:25khz-45khz 功能:超声+高压 超声手柄:标配2把
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号（注册地址）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

内分泌科超声清创机（糖尿病足清创）

一、糖足治疗原则

- 1、糖尿病足病治疗的总原则是将足创面局部的病理状态转变为生理状态，营造一个适合创面修复的微环境。
- 2、全身治疗：严格控制血糖、抗感染、支持治疗及维持内环境的稳定。
- 3、糖尿病足局部治疗：根据创面的分期进行处理。如创面局部外用药及外用敷料换药治疗、手术清创治疗、物理治疗、中医药物治疗等。总的原则是将一个感染或者污染的创面转变成一个洁净的创面；将一个慢性创面转变成急性创面，以利于创面的愈合。

二内分泌科超声清创机（糖尿病足清创）专用于糖足治疗

- 1、超声清创方法:该方法利用超声波的空化、乳化和止血效应,在冲洗射流中通过空化微射流和强大的压力去除创面表面和深层的细菌和真菌，能够涤荡污染伤口的异物，有效清除细菌，促进创面愈合。相比传统方式,该法可以比较彻底地清创，同时还保护正常组织、神经和血管，减小创口，同时，对复杂不规则、创口较深、感染较严重的创面有深入的清创效果。
- 2、内分泌科超声清创机（糖尿病足清创）采用40KHz的超声波频率，能够在采用普通生理盐水作为冲洗液的情况下就能够达到98%的杀菌率，将一个感染或者污染的创面转变成一个洁净的创面；将一个慢性创面转变成急性创面，以利于创面的愈合。

经济效益

清创机运用在内分泌科手术、治疗、换药及慢性难愈合创面治疗等已得到临床广泛认可，成为内分泌科清创、治疗必选设备。

多功能清创机是一种全新的设备，引进到国内的临床后，在各种手术、创面治疗、换药中得到广泛应用，在糖尿病足等慢性创面的使用尤为广泛。

收费名称	收费编码
皮肤溃疡清创术	311400027
超声波治疗	340100017
大清创	120500001
中清创	120500002
小清创	120500003