

# 压疮褥疮专用超声波清创治疗仪

产品名称	压疮褥疮专用超声波清创治疗仪
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	频率:25khz-45khz 功能:超声+高压 超声手柄:标配2把
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

### 压疮褥疮专用超声波清创治疗仪

#### 一、传统压疮清创方式

- 1、高压性冲洗法有使用大型针筒（选用30ml注射器、16号套管针头）或冲洗器进行冲洗有潜行的伤口；在有些感染的广泛深部骨科伤口，以抗生素药水进行连续性伤口冲洗（以输液管接入伤口内面）
- 2、经清创后，有窦道的伤口，应用高压性冲洗法，应用非粘性敷料填塞，如藻酸眼填充条或安康肤等，敷料填塞至窦道的80%即可，保持引流通畅。
- 3、使用银离子敷料或使用含碘敷料，但不能长期使用，1—2次炎症控制后就要停止，否则影响创面的愈合，碘剂对肝脏有毒性作用。

#### 二、革命性清创设备——压疮褥疮专用超声波清创治疗仪

压力清创速度快，清创彻底，视野清晰，为提高手术质量和抢救赢得时间；采用56KPa的人体高安全水压，可以快速有效清除创面杂物。

超声波清创对难愈合伤口组织如褥疮、糖尿病足、烧伤、压疮、窦道、瘘道、溃疡等各类创面效果非常显著。超声波产生的空化效应能有效的去除细菌、坏死组织，对正常组织无任何伤害，不接触患处，达到无痛清创，同时超声波可以达到98%的杀菌率，清除杀死创面细菌，促进组织生长，加速创面愈合；

压疮褥疮专用超声波清创治疗仪除具有上述两大功能外，还具有负压吸引回收废液的功能，使诊室和病床保持干净整洁、避免污染、减少医护人员的劳动强度；

温馨的预温设计，让患者感受到更加的舒适、体贴。