

煜博医疗加压冷热敷治疗仪

产品名称	煜博医疗加压冷热敷治疗仪
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4 -45 配件:冰囊 制冷模式:半导体
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

加压冷热敷治疗仪是一种全新的冷敷和加压相结合，对损伤组织局部冷敷、加压，可达到降温、止痛、止渗、消肿的作用的一种医疗设备，以其特色的冷敷、热敷、加压、音乐疗法等功能，助力骨科患者ERAS治疗方案,满足了骨科病患在困手术期镇痛、消肿、消炎、促进功能快优康复等需求。具备ISO13485和ISO9001双质量体系认证,借助人性化的顾问式营销理念，卓越的品牌价值,为患者快优康复保驾护航!

产品名称：加压冷热敷机

产品型号：TEMP220

- 1.对患者局部进行冷、热敷压力治疗，减少出血，消除肿胀，缓解疼痛。
- 2.采用全自动半导体电子制温系统，功耗低，降温迅速一分钟迅速制冷。
- 3.全自动一键式操作，具有自动记忆和识别初次治疗模式。
- 4.冷敷和热敷温度范围：冷敷：4 -15 ，热敷：38 -50 。
- 5.制温速率： 3 /min。
- 6.工作时间： 99h，工作次数1-10次。
- 7.水囊材质高强度聚氨酯TPU蜂窝，由两层软质防水材料复合而成。身体各部位水囊便于治疗。
- 8.输入功率120VA、噪音 55dB。

产品特点：

- 1、产品自动化程度高具备液体探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自锁保护装置。
- 2、产品具有冷敷、热敷和循环脉动加压可以组合使用，整个系统设计合理、安全可靠、操作简单方便临床应用。
- 3、zui新科技：采用全自动半导体制冷系统，制温速度快、免维护、对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。
- 4、工作时间：可长时间不间断连续工作，安全可靠。
- 5、功能强大：冷敷、脉动、加压力于一体。
- 6、适用范围广：各种外伤、骨伤、发热、发烧、疼痛肿胀等患者。
- 7、安全保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。

治疗机理：本机其冷敷治疗可以使局部血管收缩，血液减缓，并使毛细血管的渗透性降低，组织液外渗减少，局部代谢减缓，同时有效地减少了炎性介质的释放。可降低局部组织温度、收缩血管、减少皮下出血、减轻组织肿胀，同时降低神经末梢的兴奋度、提高疼痛阈值，达到止痛、消肿的作用。可对各种外伤，软组织损伤，术前术后的肿胀、水肿、血肿、浮肿，关节积血、积液，关节炎，急慢性软组织损伤，肌肉损伤，闭合性骨折，四肢骨折及关节术后的神经疼痛，急慢性软组织疼痛等有明显的效果。

对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷敷治疗已经被证明是安全有效的手段。加压冷热敷机替代了所有冰敷的传统治疗方法，使用纯物理疗法，使用效果明显，操作方便、效果显著；产品选用气压型、专护型水囊，适应身体各个部位使用，给患者带来意想不到的治疗效果。