

## 冷敷机（4度-50度）

产品名称	冷敷机（4度-50度）
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4 -45 配件:冰囊 制冷模式:半导体
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号（注册地址）
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

冷敷机4 ~50 是应用于临床的医疗冷敷设备，由主机、保温软管和各部位冷敷水囊组成，可以实现冷敷、热敷、脉动加压按摩三大功能，冷敷温度4 -30 ，热敷温度37 -50 ，满足临床各种冷敷温度需求，采用全自动半导体制温和全自动脉动加压技术，通过模块化设计、快速的对温度进行控制和设定，并可同时外加压力促进血液循环，再结合温度传导快保温、生物相容性好TPU聚氨脂材质的水囊冷敷于不同患处，用于不同人群，来达到绿色安全的治疗和康复之目的。

冷敷机4 ~50 适用症：1、适用于软组织损伤、闭合性骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助治疗。2、各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等术后的急性期的治疗，用于消肿、镇痛、消炎，减少渗出，预防骨筋膜室综合症的发生。3、各类关节置换手术，关节镜、椎间孔镜及骨科微创手术术后急性期的治疗。4、急性滑膜炎、运动型肌肉损伤的治疗。5、PT治疗术后、急性骨与软组织康复治疗、物理因子结合治疗。

收费项目：

项目	收费编码	省	市	县
冷疗	340100025	18	16	12
特殊物理降温	121100002	35	27	23
音乐治疗	311503017	5	4	4
加压治疗	340100024	10	8	7

冷敷机4 ~50 产品优点：

技术：航天级半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

精zhun：精zhun温控技术,温度误差  $\pm 0.5C$

高效：液体可循环,冷热量交换效率高

体验：人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用医疗高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可透视X光线,材质柔软,舒适度更hao

支持：多治疗方案可选,根据病患制定针对性治疗措施

可选中药包配合治疗,促进患者快速康复

安全：缺水、堵塞、水温异常等报警,多重安全防护

简易：触屏设计,界面简单清晰,极易操作

操作：普通人员装机培训即可操作,不需要zhuan业证书

认证：ISO13458、ISO9001