

切片蜡块标本保存柜

产品名称	切片蜡块标本保存柜
公司名称	洛阳市伊滨区庞村镇华瑞办公家具经销部
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫华瑞 型号:XHR-A07 产地:洛阳
公司地址	伊滨区庞村镇窑沟村
联系电话	18538834204

产品详情

切片蜡块标本保存柜是医学实验室、科研机构等领域必不可少的仪器设备，能够帮助在实验过程中保存、保护和处理好样品，避免因外部因素而影响实验结论的准确性和科学性。品牌鑫华瑞的XHR A07产品是这一领域中的佼佼者，质量保证，赢得众多用户的信赖和好评。本文将为您详细介绍该产品，以及产品的特点、优势和一些小窍门，希望对您选购冰箱、冰柜有所帮助。

一、产品特点和技术参数

- 外形设计美观、工艺精湛，采用进口优质不锈钢材料制造而成，具有抗腐蚀、耐热、不易变形等显著优点，能够满足长时间、大量的样品保存和处理需求。
- 双面可开门、双层钢化玻璃门，能够灵活开关，方便用户进行样品观察、摆放和取出，不影响其他样品存储。
- 采用全封闭压缩机制冷技术，能够有效保持柜内温度、湿度和空气流通性，确保样品的安全、稳定和长时间的保存。
- 数字式微电脑控制系统，能够**、稳定的保持柜内温度、湿度等参数，避免因外部环境变化而影响实验效果。
- 内置具有自诊断功能的高精度温度传感器，能够及时检测并报警柜内的温度异常，提醒用户及时处理，降低了实验数据的误差率。
- 超大容量、多层架构设计，能够量身定制符合不同用户要求的样品存放和处理需求，方便快捷、可灵活调整，提高了工作效率。

二、产品优势和使用技巧

1.增强样品标签的准确性，为确保样品高质量保存，增强标签准确性是非常重要的。因此，在进行样品保管时，务必严格按照样品编号和标签进行处理，避免混淆或漏标。

2.注意定期对仪器设备进行维护，定期检查温度、压力等性能参数，以确保其正常运转、安全、稳定。同时，定期对设备进行清洁、消毒是非常重要的，可以有效避免香肠、霉菌等微生物的滋生和传播，避免因微生物感染而影响实验结论的准确性。

3.合理安排和调整存储架位，将冰箱、冰柜内储存的样品做好分类，按照种类、编号、日期等科学管理，合理安排和调整存储架位，以便快捷、高效地对样品进行观察、摆放和取出。因此在选购时要注意产品的层数、架位等设计指标。

三、更多小知识

1.切片蜡块标本保存柜属于精密仪器设备，因此，在使用时要特别注意安全，避免操作不当而对人身、设备或实验室造成损失。

2.定期进行仪器校准和检测是非常重要的，可以确保设备的精度和准确性，提高实验效果，避免误差的产生。

本文为您详细的介绍了切片蜡块标本保存柜，关键词为切片蜡块标本保存柜,品牌 鑫华瑞，型号 XHR A07，产地 洛阳，一些技术参数和特点，以及产品的优势和使用技巧等方面，有了更多的了解和掌握，您在选购冰箱、冰柜的时候也更有有的放矢。如果您还有其他方面需要了解的，可以咨询我们洛阳市伊滨区庞村镇华瑞办公家具经销部相关的专业人士，我们将竭诚为您提供*专业的服务。