加压冷敷机 煜博TEMP220

产品名称	加压冷敷机 煜博TEMP220
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4 -45 配件:冰囊 制冷模式:半导体
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋(自贸区武汉片区)
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

加压冷敷机 煜博TEMP220由主机、体温传感器、水路连接管、水袋、耳机组成。通过把循环冷却水输入与人体对应的8个部位冰袋,加压冷敷创伤部位,促使局部血管收缩,减轻局部充血,控制血小管的出血,减轻张力较大肿块的疼痛,降低神经末梢的敏感性,提高疼痛阈值,减轻疼痛,术前使用缩短患者手术等待时间,术后使用达到降温止痛、消炎、消肿,减少渗出,降低术后感染风险。

产品功能Function

一、全自动加压冷敷功能:符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)能有效减轻疼痛、肿胀、渗出,抑制炎症并发等助力ERAS治疗方案,促进患者快速康复二、全自动加压热敷功能:促进局部血液循环、代谢,利于伤口愈合缓解肌肉痉挛,促进消肿、炎性物质吸收可选配中药热敷,促进患者快速康复三、多模式水压加压功能:多模式脉动水压加压改善微循环加速肢体组织液回流加速消肿,促进患者快速康复预防静脉血栓(VTE)的形成四、音乐疗法功能:利于人体分泌活性物质,调节神经传导,提高大脑皮层兴奋性五、体温(选配)、水压检测功能功能:实时检测体温、水温、脉动水压、水位提高治疗多重保护,提高治疗安全性。

产品特点Product features

- 1、采用半导体温控技术,实现一分钟制冷制热,温度可准确调节。
- 2、人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优。
- 3、冷热敷治疗系统,能达到镇痛、消肿、消炎、减渗的作用。
- 4、触屏设计,界面简单,极易操作,减轻医护人员的工作强度。

5、安全可靠,无机械摩擦和损耗,可长时间不间断连续工作。

适用科室Applicable Department

煜博加压冷敷机 煜博TEMP220适用的科室非常广泛,除了骨科、烧伤科、运动创伤科、美容整形科、皮肤科以外康复科也是冷敷机经常适用的科室之一。

适用科室详情

医学康复科是主要以改善各类疾病引起的功能障碍为目的的科室。目前主要包括神经康复, 肌肉骨骼康复,心肺功能康复三大块。起步早的是神经康复。主要针对脑血管意外包括脑出血,脑梗死 以及颅脑外伤,脊髓损伤所引起的偏难,失语,吞咽障碍,意识障碍等等进行康复治疗。心肺功能康复 目前也得到了极大的发展,主要针对具有心脏系统疾病,肺功能障碍的病人进行相应的康复训练,以提 高他们的心肺功能。改善他们的生活质量。而肌骨康复的话,*常见的就是颈肩腰腿痛。

加压冷敷机 煜博TEMP220,通过把循环冷却水或温水输入与人体对应的8个部位水袋,促进局部血液循环、代谢、利于伤口愈合缓解肌肉痉挛,促进消肿、炎性物质吸收促进患者快速康复。采用间断、多种模式脉动加压改善微循环,加速肢体组织液回流,加速消肿,促进患者快速康复,预防静脉血栓的形成。

加压冷敷机 煜博TEMP220的音乐疗法:音乐的频率、节奏和有规律的声波振动能引起人体细胞的共振,影响人的脑电波、心率、呼吸节奏等。有利于人体分泌活性物质,调节人体神经传导,提高大脑皮层的兴奋性,改善患者的情绪,消除紧张、焦虑、忧郁、恐惧等不良心理状态,提高患者应激能力。采用**的智能温度控制及保护系统,防止误操作。对病人、产品起到有效的保护作用。