

# 酶标板快速孵育器

产品名称	酶标板快速孵育器
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

## 产品详情

### 酶标板快速孵育器

【酶标板快速孵育器产品摘要】：MKF-4

新型独家专利产品《MKF-4 酶标板快速孵育器》，是采用特有微处理温控核心专利技术而形成的一种专用于酶联免疫吸附试验的快速恒温孵育器。其主要优势是相比传统的恒温孵育设备（恒温水浴箱，电热恒温箱等）缩短工作时间2/3左右，同时结合振荡功能，大大提高了工作效率，充分弥补了酶联免疫检测过程中耗时较长的弱点，是酶联免疫检测过程中最佳的辅助恒温设备。

【酶标板快速孵育器 产品描述】

1、与传统的恒温孵育箱相比，可缩短2/3左右的时间，如传统方式需要1小时，本孵育器仅需要20分钟；传统方式需要30分钟，本孵育器仅需要12分钟。在检测结果完全一致的同时还表现出更佳的灵敏度与精密性，大大提高了工作效率。

方法                      反应时间      显色时间

合计 使用传统恒温孵育箱      30-60分钟      30分钟      60-120分钟

使用酶标板快速孵育器      12-20分钟      15分钟      27-47分钟

2、对酶标板进行循环空气加热，孵育室中流动的热空气使酶标板的每个孔能够均匀、快速地升温，并在最佳孵育点恒温。3、微处理器控制温度、振动转速和时间，温控线性好；整个工作过程都伴随振动混匀，振幅小于3毫米，振

动转速有1000、1200、1400、1600、1800、2000 rpm六档选择，软启动运行平稳，确保药液无飞溅。

- 4、直流无刷电机驱动、长寿命、免维护。
- 5、利用集成控制系统，实现按键操作，可自动调控孵育器室内条件，保证样本处在最佳环境下进行孵育。
- 6、可同时显示设置和实际工作状态温度、时间参数，便于观察运行状态；运行中按照设定的时间倒计时递减计数，工作结束后发出声音报警提示讯号。
- 7、LCD液晶显示，中文界面，所有状态汉字提示，人机对话清晰、明了。
- 8、孵育托盘可放置4个96孔酶标板或8个48孔酶标板。
- 9、多重安全保护功能，符合CE安全标准。出现故障有故障内容和采取措施提示，充分反映智能化。
- 10、电源AC180-250V，50HZ，平均功率小于500W。
- 11、外形尺寸355x370x270 mm
- 12、重量7公斤。

主要使用范围：可适用于各类酶联免疫检测的孵育(初始设置可用于HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗HBe、抗-HBc、HBr-LgM。更改参数可用于抗-HIV、抗-HCV等)。

沪康仪器 服务热线：0393-4498938 13939373285 邮箱：[hklxjc@126.com](mailto:hklxjc@126.com)

QQ：724297328 1264035686 1141402658 1143096120 1336775292 2638183596