

康隆达海绵颈托软围领固定支具 颈椎支撑KB108

产品名称	康隆达海绵颈托软围领固定支具 颈椎支撑KB108
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:颈托固定支具 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

康隆达海棉颈托软围领固定不动矫形器 颈椎骨支撑点KB108

海棉颈托产品简介：

海棉颈托，又叫海棉围领，颈椎骨固定不动矫形器，归属于医疗外固定矫形器系列产品，产品由高密度海绵做成,配戴舒服,连接头为魔术师魔术贴.适用于轻微颈椎增生，酸痛，发麻等不适。关键起一个支撑点固定作用。

产品型号：

小号 55 × 9 × 2.5cm

中等尺寸 50 × 9 × 2.5cm

新号 45 × 9 × 2.5cm

颈托的主要功能是：

固定不动颈椎骨于适度位置，更改欠佳姿势，以维持正常体位。根据推动作用使颈肌得到歇息，缓解肌肉痉挛，缓解局部疼痛；

限定头颈过多活动以维持部分平稳，降低脊神经、神经根、毛细血管及关节面间的相互之间刺激性、磨擦所形成的外伤性炎症现象，以促进其消退消化吸收；

减轻与改进锥空隙压力情况，降低颈椎间盘的肌肉劳损、退行性变，有利于快速恢复，同时可防止可能性的创伤；

改正颈椎骨里外平衡失调，避免小关节紊乱、移位及脱臼等，以维持颈椎骨编码序列及椎体间、骨关节之间的平稳，提升头颈推动作用；

在实施术前作为一种非手术方法，为手术治疗造就必须的标准，又为手术后采用固定不动、制动系统对策打下基础。手术后则可缓解手术治疗部分及相邻位置的外伤性反映，限定颈部活动以避免植骨术块缩小或滑脱，推动骨融合和痘患皮下组织痊愈；

海棉颈托应用领域：

适用于急性症状神经根型或椎动脉型伴随比较严重神经根性疼痛或眩晕症状者；创伤后劲椎病有比较重的头颈、肩臂部病症者；患椎尚不足平稳者；一部分颈椎椎管显著狭小的脊髓型及术后病人。对颈椎骨的其他病症，如颈椎骨折、颈根脱位、颈椎结核等，也可以用颈托。