

# 脑电仿生电刺激仪FK-N004脑生理功能治疗康复仪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 脑电仿生电刺激仪FK-N004脑生理功能治疗康复仪 |
| 公司名称 | 北京富康永泰科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 北京市宣武区广安门南街36号            |
| 联系电话 | 010-52437690 13520851760  |

## 产品详情

### 脑电仿生电刺激仪FK-N004脑生理功能治疗康复仪

K-N004脑生理功能治疗康复仪为台式机，二路输出，可同时治疗两个人或两个部位，治疗时间有10分钟.20分钟.30分钟.40分钟.50分钟.60分钟定时可供选择。治疗帽有6个治疗体,每个治疗体可水平移动。颈动脉治疗体:1个；脊髓神经治疗体:1个。每个治疗体磁感应强度 低档:5-10mT; 高档:11-17mT。

#### [FK-N004 脑生理功能治疗康复仪治疗原理：](#)

该产品以脑生理学、生物物理学、磁生物学及临床脑病治疗学为基础，突破了传统物理治疗因子难以透过颅骨屏障的难关。运用生物组织磁导率基本均匀的原理，通过特制的治疗发生体输出特定规律的负极性的交变电场透过皮肤和颅骨达到脑内较深层组织，作用于脑细胞和脑血管，治疗效果明显、无副作用。通过特制的治疗发生体输出特定规律的负极性的交变电场，直接透过颅骨作用于脑细胞和脑血管。

1、改善脑细胞的代谢环境，使代谢环境趋于弱碱性，同时增强代谢酶活性，使受损的脑细胞代谢加快，增加受损细胞的可复性，促进脑功能恢复。

2、舒张脑血管，解除脑血管痉挛，并通过适当加大的超导电流作用使血流速度加快，改善病灶区的血液循环。

3、通过增强大脑皮层对植物神经中枢的调节作用，可明显改善睡眠，清除神经衰弱和脑疲劳的相关症状。

4、干扰和抑制异常脑电、脑磁的发生和传播，使脑电活动趋于生理性平衡。

5、改变血管壁变性、硬化和炎症反应，增加血管弹性和柔韧性。

#### FK-N004脑生理功能治疗康复仪适应症

1、神经衰弱：

抑郁性神经症、焦虑症、强迫症、恐怖症、疑病症、癔病、植物神经紊乱、神经衰弱综合症。

2、脑损伤性疾病：

脑震荡、脑挫裂伤、脑外伤后遗症、颅脑手术后及脑出血的恢复期、脑缺氧性损害、脑中毒性损害。

3、脑疲劳：

体力不支、注意力不集中、记忆力差、思维迟缓、情绪低落。

4、睡眠障碍：

入睡困难、多梦、睡眠过程觉醒、清晨醒后头脑昏沉、失眠。

5、缺血性脑血管病：

脑血栓形成，腔隙性梗塞、脑栓塞、血管性痴呆、老年性痴呆、脑供血不足、脑萎缩、脑动脉硬化、癫痫病、[小儿脑瘫](#)等。

6、颈动脉及椎基底动脉供血不足。

#### FK-N004脑生理功能治疗康复仪适用科室

1、神经内外科病房

2、门诊治疗室

3、康复理疗科

4、老年病房

5、干部病房

## 6、社区医疗机构

FK-N004脑生理功能治疗康复仪配置:

主机一台，颈部治疗体一套，腰椎治疗体一套，头部治疗体一套，说明书一份，保修卡一份，测试片一根，电源线一条

专业咨询电话：010-52437690