

# “U”型奶嘴夹和“8”夹的检测标准有哪些？

产品名称	“U”型奶嘴夹和“8”夹的检测标准有哪些？
公司名称	深圳市讯科检测
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13378656621 13378656621

## 产品详情

### 奶嘴夹检测

随着人们对于婴幼儿的关注日益增多，婴儿奶嘴夹的使用也越来越普遍。奶嘴夹不仅可以使奶嘴固定在孩子嘴里，避免掉落，还可以避免沾染细菌，保障婴儿的健康。然而，由于市场上奶嘴夹的品牌和质量层次较为复杂，安全性、可靠性和质量等问题备受关注。因此，为保障婴儿的健康安全，深圳市讯科检测推出了针对奶嘴夹的检测分析服务。

#### 1、产品技术参数

奶嘴夹是由塑料或者金属材料制成，分为“U”型奶嘴夹和“8”型奶嘴夹两种。其主要技术参数如下

1.1 外径尺寸 8~10cm，适用于不同年龄段的婴儿；

1.2 材质 一般情况下为食品级硅胶或TPE材质。如使用金属材质应符合GB4806.7 2016《金属材质食品接触专用塑料制品》标准要求；

1.3 抗拉强度 硅胶材质应大于2.5~3.5N，TPE材质应大于1.5N。

#### 2、检测项目

深圳市讯科检测针对奶嘴夹进行了多项检测项目，从外观到安全性等多个方面进行全面检测，以保障婴幼儿安全健康。主要检测项目如下

2.1 外观检测 检测奶嘴夹的五官标志位置、表面光滑度、毛刺、翘边、弯曲、变形等；

2.2 物理性能测试 主要测试奶嘴夹的耐磨损性、拉伸性、耐高温、耐低温、阻燃性等；

2.3 化学成分检测

检测奶嘴夹中可能存在的致癌物、致敏物等物质，确保不会对婴儿的身体健康产生负面影响；

## 2.4 安全性检测

检测奶嘴夹是否具有尖利边角、夹紧力度是否够大、结构紧密等，以确保婴儿使用时不会受到伤害。

## 3、标准

深圳市讯科检测针对奶嘴夹的检测均按照以下标准执行

3.1 GB 4806.7 2016 《金属材质食品接触专用塑料制品》；

3.2 GB 26253 2010 《硅胶制婴儿用品》；

3.3 GB 13102 2010 《塑料加工块材料》；

3.4 CJ/T 3012 1993 《生活用塑料制品》；

3.5 GB 6675 2014 《儿童用品安全技术规范》。

## 4、问答

### 4.1 奶嘴夹检测是否需要付费

答 是的，奶嘴夹检测需要收取费用。按照不同的检测项目和具体的检测标准来计算收费，费用合理，可实现有效控制奶嘴夹的质量和安全性。

### 4.2 如何避免奶嘴夹的使用中可能出现的安全问题

答 使用时保持干净、不要重压、避免奶嘴夹被宠物等咬伤，避免掉入水中或者泥沙地带等。另外，使用前需要进行常规检查，确保产品无明显损坏和瑕疵。

### 4.3 如何清洁奶嘴夹

答 可在温水中加少量中性洗涤剂清洗，然后晾干即可。注意，勿用高温水或者过度搓洗，以免导致损坏。同时，勿使用酒精或其他化学品清洗，避免对奶嘴夹产生损伤。