

上海博取仪器有限公司COD

产品名称	上海博取仪器有限公司COD
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

cod在线检测仪

仪器特点

独特的设计，使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。

1—选择阀组件：选择试剂采样时序，通道灵活多样，功能万变，具有最小死体积，易维护高寿命等优点。

2—微小计量组件：通过可视光电系统实现试剂精确计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差；同时实现了微量试剂的精确定量，每剂量仅为1毫升，大大减少了试剂使用量。

3—进样组件：蠕动泵负压吸入，在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区，避免了泵管的腐蚀；同时使得试剂混合更为简洁灵活。

4—密封消解组件：高温高压消解体系，加快反应进程，克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀。

5—试剂管：采用进口改型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞几率。

cod检测仪

技术参数

- ∅ 方法依据：国家标准gb11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》。
- ∅ 测量范围：0-6000 mg/l cod。

∅ 准确度：100mg/l时，不超过±10%；<100mg/l时，不超过±8mg/l。

∅ 重复性：100mg/l时，不超过±10%；<100mg/l时，不超过±6mg/l。

∅

测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5~120min任意修改消解时间。

∅ 采样周期：时间间隔（20~9999min任意可调）和整点测量模式。

∅ 校准周期：1~99天任意间隔任意时刻可调。

∅ 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

∅ 试剂消耗：小于0.35元/样品。

∅ 输出：rs-232，4-20ma（选配）。

∅

环境要求：温度可调的室内，建议温度+5~28；湿度90%（不结露）。

∅ 电源：ac230±10%v，50±10%hz，5a。

∅ 尺寸：高1500×宽550×深450（mm）。

∅ 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

cod检测仪仪器安装

管路安装请参考以下示意图进行。安装时，内部调节阀和外部调节阀先全部打开，用手堵住采样管，开启潜水泵，慢慢松开采样管，逐渐关闭外部调节阀，直到采样管有较强的水流喷出为止，再逐渐关闭内部调节阀，直到采样管内的水呈逐滴下流状或刚刚没有流出为止。20溢流管与32出水管一定要分开安装，否则将会导致采样管处水压过大而使设备无法正常运行。也可以将20溢流管的出口直接接入就近的下水道，或把所有同类设备的溢流管接入到同一根（直径50）下水顺畅的管道上。

公司本着诚信理念，质量不合格全额退款。

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq：2239855365

e-mail:whtxyf@163.com

网址：<http://2239855365.b2b.hc360.com>

销售地址：上海市浦东新区梓康路188弄25号301室

生产地址：上海浦东新区沪南路3251号

注：上海博取仪器的产品仪表均属于成套产品，包含电极、安装附件、二次表、说明书、合格证。

上海博取仪器有限公司真诚希望在水处理仪表上与您合作！

欢迎来电咨询！